



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Contents :

α -Amylase	2
ALK-p.....	3
ALT	4
AST	5
B2M	6
Calcium.....	7
Cholestrol	8
CK-MB	9
Copper.....	10
CPK.....	11
Creatinine	12
CRP	13
D-Dimer.....	14
Direct Bilirubin.....	15
Ferritin	16
Glucose	17
HbA1C	18
HDL-C	20
Iron	21
LDH	22
LDL-C.....	23
Magnesium.....	24
Phosphorus	25
TIBC.....	26
Total Bilirubin.....	27
Triglycerides	28
Urea.....	29
Uric Acid	30
Urine Protein.....	31
Zinc	32



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Amylase با روش CNPG3

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول Amylase در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Amylase در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتور ها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Amylase در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="Amylase"/>	Test Name	<input type="text" value="Amylase"/>	Unit	<input type="text" value="U/L"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="Amylase"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="100"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2000"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>						
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="Amylase"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="660"/> / <input type="text" value="415"/>
Assay Code	<input type="text" value="RATE"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value=""/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/> / <input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="15"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	< Serum >			
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	< Urine >			
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="12"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
ABS. Limit	<input type="text" value="13000"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>		
Prozon Limit	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>		
Reagent	R1	<input type="text" value="300"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R2	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R3	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R4	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>	SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>	
	Span	<input type="text" value="0"/>	Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>	
	2 Point	<input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>	
	Full	<input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>	Compensated Limit	<input type="text" value=""/>	
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>			



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

ALP کیت

با روش UV/KINETIC(DGKC)

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول ALP در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار ALP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت ALP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="ALP"/>	Test Name	<input type="text" value="ALP"/>	Unit	<input type="text" value="U/L"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="ALP"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="98"/> <input type="text" value="279"/>	<input type="text" value="98"/> <input type="text" value="279"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>						
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="ALP"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="660"/> / <input type="text" value="650"/>
Assay Code	<input type="text" value="RATE A"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value=""/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/> / <input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="19"/> <input type="text" value="28"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>				
< Serum >			< Urine >		
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="10"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ABS. Limit	<input type="text" value="35000"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>		
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>		
Reagent	R1	<input type="text" value="260"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R2	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R3	<input type="text" value="60"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R4	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>	SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>	
	Span	<input type="text" value="0"/>	Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>	
	2 Point	<input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>	
	Full	<input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>	Compensated Limit	<input type="text" value=""/>	
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>			



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت ALT باروش IFCC

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول ALT در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار ALT در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت ALT در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	ALT		Test Name	ALT	Unit	U/L			
Data Mode	On Board		Report Name	ALT					
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	b	0		
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age (M)	0	0	Age (F)	0	0				
	0	0		0	0				
	0	38		0	31				
Technical Limit < Serum >	0	467	Technical Limit < Urine >						
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0.0	*	30	0	0	#		(1)	0
(2)	*	*	30	0	0	#		(2)	0
(3)	0		0	0	0			(3)	0
(4)	0		0	0	0			(4)	0
(5)	0		0	0	0			(5)	0
(6)	0		0	0	0			(6)	0

Test	ALT		Wavelength (2nd / Primary)	415	/	340
Assay Code	RATE A	10	Diluent / Rgt. Stability	W	/	0
Assay Point	19	28	0	0		
	< Serum >			< Urine >		
S. Vol. (Normal)	30	0	0	0	0	0
S. Vol. (Decrease)	15	0	0	0	0	0
S. Vol. (Increase)	40	0	0	0	0	0
ABS. Limit	6000		0	Decrease		
Prozon Limit	0		0	Lower		
Reagent	R1	240	0	*	0	
	R2	0	0	*	0	
	R3	60	0	*	0	
	R4	0	0	*	0	
Calibration Type	Linear	2	2	0		
Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	0.1		
	Span	0	Duplication Limit	500		
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0		
	Full	0	S1 ABS. Limit	-32000	32000	
Auto Change	Lot	Cancel	Compensated Limit			
	Bottle	Cancel				



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت AST باروش IFCC

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول AST در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار AST در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت AST در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	AST	Test Name	AST	Unit	U/L				
Data Mode	On Board	Report Name	AST						
Control Interval	0	Instrument Factor (Y=aX+b)	a 1.0 b 0						
Expected Value < Serum >		Expected Value < Urine >							
Age (M)	0 0	Age (F)	0 0						
	0 0		0 0						
	0 38		0 31						
Technical Limit < Serum >	0 467	Technical Limit < Urine >							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0.0	*	30	0	0	#		(1) 0	
(2)	*	*	30	0	0	#		(2) 0	
(3)	0		0	0	0			(3) 0	
(4)	0		0	0	0			(4) 0	
(5)	0		0	0	0			(5) 0	
(6)	0		0	0	0			(6) 0	

Test	AST	Assay Code	RATE A	10	Wavelength (2nd / Primary)	415 / 340
Assay Point	19 28 0 0	Diluent / Rgt. Stability	W / 0			
	< Serum >		< Urine >			
S. Vol. (Normal)	30 0 0		0 0 0			
S. Vol. (Decrease)	15 0 0		0 0 0			
S. Vol. (Increase)	40 0 0		0 0 0			
ABS. Limit	6000		0			Decrease
Prozon Limit	0		0			Lower
Reagent	R1 240 0 *		0			
	R2 0 0 *		0			
	R3 60 0 *		0			
	R4 0 0 *		0			
Calibration Type	Linear	2	2	0		
Auto Time Out	Blank 0	SD Limit	0.1			
	Span 0	Duplication Limit	500			
	2 Point 0	Sensitivity Limit	0			
	Full 0	S1 ABS. Limit	-32000 32000			
Auto Change	Lot Cancel	Compensated Limit				
	Bottle Cancel					



Persian Tajhiz System

Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت B2M

با روش Immunoturbidimetric

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول: پایداری محلول B2M در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
 کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="B2M"/>	Test Name	<input type="text" value="B2M"/>	Unit	<input type="text" value="mg / L"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="B2M"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a <input type="text" value="1.0"/>	b <input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>					
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="01"/>					
	<input type="text" value="2.7"/>		<input type="text" value="2.7"/>						
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="45"/>							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0.0"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(3)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(4)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(5)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(6)	<input type="text"/>	*	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Test	<input type="text" value="B2M"/>	Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="800"/> / <input type="text" value="570"/>
Assay Code	<input type="text" value="Two Point End"/> <input type="text" value="10"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/> / <input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="19"/> <input type="text" value="31"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		
< Serum >		< Urine >	
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>
Reagent	R1 <input type="text" value="240"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="0"/>		
	R2 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="0"/>		
	R3 <input type="text" value="60"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="0"/>		
	R4 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="0"/>		
Calibration Type	<input type="text" value="Logit Log 4p"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/>		
Auto Time Out	Blank <input type="text" value="0"/>	SD Limit	<input type="text" value="999"/>
	Span <input type="text" value="0"/>	Duplication Limit	<input type="text" value="32000"/>
	2 Point <input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>
	Full <input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/> <input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot <input type="text" value="Cancel"/>	Compensated Limit	<input type="text"/>
	Bottle <input type="text" value="Cancel"/>		



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Calcium با روش ArsenazoIII

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول Ca در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Ca در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Ca در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	Ca		Test Name	Ca	Unit	mg/dl			
Data Mode	On Board		Report Name	Calcium					
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	b	0		
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
0	Y	0	0	0					
0	Y	0	0	0					
	8.5	10.5	8.5	10.5					
Technical Limit < Serum >	0.5	16	< Urine >						
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0	*	3	0	0	*		(1)	0
(2)	*	*	3	0	0	*		(2)	0
(3)	0		0	0	0	0		(3)	0
(4)	0		0	0	0	0		(4)	0
(5)	0		0	0	0	0		(5)	0
(6)	0		0	0	0	0		(6)	0

Test	Calcium				Wavelength (2nd / Primary)		660
Assay Code	1 Point	5			Diluent / Rgt. Stability	W	0
Assay Point	15	0	0	0	< Urine >		
S. Vol. (Normal)	3	0	0				
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	0	0	0	
S. Vol. (Increase)	6	0	0	0	0	0	
ABS. Limit	0			0	Increase		
Prozon Limit	0			0	Lower		
Reagent	R1	300	0	*	0		
	R2	0	0	*	0		
	R3	0	0	*	0		
	R4	0	0	*	0		
Calibration Type	Linear	2	2	0			
Auto Time Out	Blank	0			SD Limit	0.1	
	Span	0			Duplication Limit	500	
	2 Point	0			Sensitivity Limit	0	
	Full	0			S1 ABS. Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	Cancel			Compensated Limit		
	Bottle	Cancel					



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Cholesterol باروش CHOD-PAP

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول Chol در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Chol در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبراسیون دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Chol در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="Chol"/>	Test Name	<input type="text" value="Chol"/>	Unit	<input type="text" value="mg/dl"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="Chol"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a <input type="text" value="1.0"/>	b <input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >		Expected Value < Urine >							
Age (M)	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	Age (F)	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>						
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>						
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="200"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="200"/>						
Technical Limit < Serum >	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="500"/>	< Urine >							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	*		(1) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	*		(2) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Test	<input type="text" value="Chol"/>	Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="700"/> / <input type="text" value="505"/>
Assay Code	<input type="text" value="1 Point"/> <input type="text" value="10"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/> / <input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="31"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	< Serum >	< Urine >
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Reagent	R1 <input type="text" value="300"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>
	R2 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>
	R3 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>
	R4 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>
Auto Time Out	Blank <input type="text" value="0"/>	SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>
	Span <input type="text" value="0"/>	Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>
	2 Point <input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>
	Full <input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/> <input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot <input type="text" value="Cancel"/>	Compensated Limit	<input type="text"/>
	Bottle <input type="text" value="Cancel"/>		



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت CK-MB

با روش DGKC

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول CKMB در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CKMB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتور ها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CKMB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="CKMB"/>	Test Name	<input type="text" value="CKMB"/>	Unit	<input type="text" value="U/L"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="CKMB"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="24"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="318"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>						
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="CKMB"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="415"/> / <input type="text" value="340"/>
Assay Code	<input type="text" value="RATE-A"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value=""/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/> / <input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="22"/> <input type="text" value="31"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		< Serum >	< Urine >
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="12"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="25"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
ABS. Limit	<input type="text" value="10000"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>	
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>	
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R2	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R3	<input type="text" value="60"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R4	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>		<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>		SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>
	Span	<input type="text" value="0"/>		Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>
	2 Point	<input type="text" value="0"/>		Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>
	Full	<input type="text" value="0"/>		S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/> <input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>		Compensated Limit	<input type="text" value=""/>
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>			



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت کاپر با روش PAESA

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول CU در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CU در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CU در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="Cu"/>		Test Name	<input type="text" value="CU"/>	Unit	<input type="text" value="µg/dl"/>			
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>		Report Name	<input type="text" value="Copper"/>					
Control Interval	<input type="text" value="0"/>		Instrument Factor (Y=aX+b)	a <input type="text" value="1.0"/>	b <input type="text" value="0"/>				
Expected Value < Serum >					Expected Value < Urine >				
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> Y	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>					
<input type="text" value="0"/> Y	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>					
	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="140"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="155"/>					
Technical Limit < Serum >	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="400"/>	< Urine >	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="CU"/>		Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="700"/>	/	<input type="text" value="570"/>
Assay Code	<input type="text" value="1 Point"/>	<input type="text" value="5"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/>	/	<input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0"/>	< Serum >			
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0"/>	< Urine >	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="Increase"/>		
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="Lower"/>		
Reagent	R1	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>		
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>	SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>		
	Span	<input type="text" value="0"/>	Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>		
	2 Point	<input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>		
	Full	<input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>	
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>	Compensated Limit	<input type="text"/>		
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>				



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت CPK

با روش Kinetic uv (Nac)

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول CPK در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CPK در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CPK در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	CPK	Test Name	CPK	Unit	U/L				
Data Mode	On Board	Report Name	CPK						
Control Interval	0	Instrument Factor (Y=aX+b)	a 1.0 b 0						
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
0 Y	0 0	0 0							
0 Y	0 0	0 0							
	0 195	0 175							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	2 1000								
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0	*	7	0	0	*		(1)	0
(2)	*	*	7	0	0	*		(2)	0
(3)	0		0	0	0	0		(3)	0
(4)	0		0	0	0	0		(4)	0
(5)	0		0	0	0	0		(5)	0
(6)	0		0	0	0	0		(6)	0

Test	CPK	Assay Code	RATE A	10	Wavelength (2nd / Primary)	415 / 340
Assay Point	22 31 0 0	Diluent / Rgt. Stability	W / 0			
< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	7 0 0		0 0 0			
S. Vol. (Decrease)	4 0 0		0 0 0			
S. Vol. (Increase)	10 0 0		0 0 0			
ABS. Limit	9000		0		Increase	
Prozon Limit	0		0		Lower	
Reagent	R1 200 0 *		0			
	R2 0 0 *		0			
	R3 50 0 *		0			
	R4 0 0 *		0			
Calibration Type	Linear	2 2	0			
Auto Time Out	Blank 0	SD Limit	0.1			
	Span 0	Duplication Limit	500			
	2 Point 0	Sensitivity Limit	0			
	Full 0	S1 ABS. Limit	-32000 32000			
Auto Change	Lot Cancel	Compensated Limit				
	Bottle Cancel					



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Creatinine با روش Jaffe

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول Creat در دمای اتاق تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Creat در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Creat در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="Creat"/>	Test Name	<input type="text" value="Creat"/>	Unit	<input type="text" value="mg/dl"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="Creat"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="0.7"/> <input type="text" value="1.4"/>	<input type="text" value="0.6"/> <input type="text" value="1.3"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="0.2"/> <input type="text" value="12.8"/>	<input type="text" value="0.2"/> <input type="text" value="12.8"/>							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="Creat"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="500"/>
Assay Code	<input type="text" value="Two Point Rate"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/> / <input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="13"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>				
< Serum >			< Urine >		
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="30"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="15"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="30"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
ABS. Limit	<input type="text" value="4500"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>		
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>		
Reagent	R1	<input type="text" value="150"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R2	<input type="text" value="150"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R3	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R40	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>		
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>	SD Limit	<input type="text" value="999"/>	
	Span	<input type="text" value="0"/>	Duplication Limit	<input type="text" value="32000"/>	
	2 Point	<input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>	
	Full	<input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>	Compensated Limit	<input type="text"/>	
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>			



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت CRP

با روش Immuno-inhibition

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول CRP در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CRP در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	CRP	Test Name	CRP	Unit	mg/L				
Data Mode	On Board	Report Name	CRP						
Control Interval	0	Instrument Factor (Y=aX+b)	a 1.0 b 0						
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
0 Y	0 0	0 0							
0 Y	0 0	0 0							
	0 6	0 6							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	0 80								
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0	*	3	0	0	*		(1) 0	
(2)	*	*	3	0	0	*		(2) 0	
(3)	*	*	3	0	0	0		(3) 0	
(4)	*	*	3	0	0	0		(4) 0	
(5)	*	*	3	0	0	0		(5) 0	
(6)	*	*	3	0	0	0		(6) 0	

Test	CRP	Assay Code	Two Point End	10	Wavelength (2nd / Primary)	0 / 600
Assay Point	19 31 0 0	Diluent / Rgt. Stability	W / 0			
< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	3 0 0		0 0 0			
S. Vol. (Decrease)	2 0 0		0 0 0			
S. Vol. (Increase)	4 0 0		0 0 0			
ABS. Limit	0		0		Increase	
Prozon Limit	0		0		Lower	
Reagent	R1 240 0 *		0			
	R2 0 0 *		0			
	R3 60 0 *		0			
	R4 0 0 *		0			
Calibration Type	Spline	6 6	0			
Auto Time Out	Blank 0	SD Limit	999			
	Span 0	Duplication Limit	32000			
	2 Point 0	Sensitivity Limit	0			
	Full 0	S1 ABS. Limit	-32000 32000			
Auto Change	Lot Cancel	Compensated Limit				
	Bottle Cancel					



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت D-DIMER

با روش Immunospectrometric

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول D-D در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار D-D در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت D-D در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="D-DIMER"/>	Test Name	<input type="text" value="D-DIMER"/>	Unit	<input type="text" value="µg/ml"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="D-DIMER"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0.6"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0.6"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="0.1"/> <input type="text" value="12"/>								
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0.0"/>	*	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="D-DIMER"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="660"/>
Assay Code	<input type="text" value="Two Point End"/>		<input type="text" value="10"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/> / <input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="0"/>	< Urine >	
	< Serum >				
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ABS. Limit	<input type="text" value="32000"/>		<input type="text" value="32000"/>	<input type="text" value="Increase"/>	
Prozon Limit	<input type="text" value="32000"/>		<input type="text" value="32000"/>	<input type="text" value="uper"/>	
Reagent	R1	<input type="text" value="210"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>
	R3	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>
Calibration Type	<input type="text" value="Logit - Log4p"/>		<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/>
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>		SD Limit	<input type="text" value="999"/>
	Span	<input type="text" value="0"/>		Duplication Limit	<input type="text" value="32000"/>
	2 Point	<input type="text" value="0"/>		Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>
	Full	<input type="text" value="0"/>		S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/> <input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>		Compensated Limit	<input type="text" value=""/>
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>			



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Direct Bilirubin با روش Modified DPD

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول DB در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار DB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگانه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت DB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="DB"/>	Test Name	<input type="text" value="DB"/>	Unit	<input type="text" value="mg / dl"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="DB"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> Y	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>						
<input type="text" value="0"/> Y	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>						
	<input type="text" value="0.3"/>	<input type="text" value="0.3"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="15"/>	<input type="text"/>							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	*		(1) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	*		(2) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(3)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(4)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(5)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(6)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Test	<input type="text" value="DB"/>				Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="700"/>	/	<input type="text" value="546"/>	
Assay Code	<input type="text" value="Tow Point End"/>			<input type="text" value="10"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/>	/	<input type="text" value="0"/>	
Assay Point	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	< Serum >				
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	< Urine >					
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>			
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>				
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>				
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>				
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>				
	R3	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>				
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>				
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>			<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>			
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>	SD Limit			<input type="text" value="0.1"/>			
	Span	<input type="text" value="0"/>	Duplication Limit			<input type="text" value="300"/>			
	2 Point	<input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit			<input type="text" value="0"/>			
	Full	<input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit			<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>		
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>		Compensated Limit					<input type="text"/>
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>							



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Ferritin

با روش Immunoturbidimetric

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول Ferritin در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Ferritin در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Ferritin در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="Ferritin"/>	Test Name	<input type="text" value="Ferritin"/>	Unit	<input type="text" value="µg / L"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="Ferritin"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a <input type="text" value="1.0"/>	b <input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >		Expected Value < Urine >							
Age (M)	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	Age (F)	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>						
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>						
	<input type="text" value="20"/> <input type="text" value="300"/>		<input type="text" value="10"/> <input type="text" value="110"/>						
Technical Limit < Serum >	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="700"/>	< Urine >	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="Ferritin"/>	Assay Code	<input type="text" value="Two Point End"/>	<input type="text" value="10"/>	Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text"/>	/	<input type="text" value="546"/>
Assay Point	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/>	/	<input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		< Urine >	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ABS. Limit	<input type="text" value="32000"/>			<input type="text" value="32000"/>	Increase	<input type="text"/>		
Prozon Limit	<input type="text" value="32000"/>			<input type="text" value="32000"/>	Lower	<input type="text"/>		
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R3	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
Calibration Type	<input type="text" value="Spline"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/>				
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>			SD Limit	<input type="text" value="999"/>		
	Span	<input type="text" value="0"/>			Duplication Limit	<input type="text" value="32000"/>		
	2 Point	<input type="text" value="0"/>			Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>		
	Full	<input type="text" value="0"/>			S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>	
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>			Compensated Limit	<input type="text"/>		
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>						



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Glucose GOD-POD

کیت با روش

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول Glu در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Glu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Glu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="Glu"/>	Test Name	<input type="text" value="Glu"/>	Unit	<input type="text" value="mg/dl"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="Glu"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >					Expected Value < Urine >				
Age (M)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>					
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>					
	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="110"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="110"/>					
Technical Limit < Serum >	<input type="text" value="6.25"/>	<input type="text" value="400"/>							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="Glu"/>	Assay Code	<input type="text" value="1 Point"/>	<input type="text" value="10"/>	Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="700"/>	<input type="text" value="505"/>
Assay Point	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/>	<input type="text" value="0"/>
	< Serum >				< Urine >		
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>		
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>		
Reagent	R1	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>		<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>		
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>			SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>	
	Span	<input type="text" value="0"/>			Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>	
	2 Point	<input type="text" value="0"/>			Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>	
	Full	<input type="text" value="0"/>			S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>			Compensated Limit	<input type="text" value=""/>	
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>					



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت HB

با روش Enzymatic

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول HB در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار HB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت HB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="HB"/>	Test Name	<input type="text" value="HB"/>	Unit	<input type="text" value="mmol/L"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="HB"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >					Expected Value < Urine >				
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
Technical Limit < Serum >	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="310"/>	< Urine >						
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="HB"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="800"/>	/	<input type="text" value="480"/>	
Assay Code	<input type="text" value="3 Point"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="A1C"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/>	/	<input type="text" value="0"/>	
Assay Point	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	< Serum >	< Urine >			
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>				
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>				
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R3	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>		<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>			
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>	SD Limit					<input type="text" value="0.1"/>
	Span	<input type="text" value="0"/>	Duplication Limit					<input type="text" value="500"/>
	2 Point	<input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit					<input type="text" value="0"/>
	Full	<input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit					<input type="text" value="-32000"/> <input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>		Compensated Limit				<input type="text" value=""/>
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>						



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت A1C

با روش Enzymatic

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول A1C در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار A1C در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت A1C در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

$$HbA1c\% = (((<A1c>/<Hb>) * 9148) / 100) + 2.152$$

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="A1C"/>	Test Name	<input type="text" value="A1 C"/>	Unit	<input type="text" value="mmol/L"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="A1C"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
Technical Limit < Serum >			Technical Limit < Urine >						
<input type="text"/>			<input type="text"/>						
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="A1C"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="800"/>	/	<input type="text" value="660"/>	
Assay Code	<input type="text" value="3 Point"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/>	/	<input type="text" value="0"/>	
Assay Point	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
< Serum >				< Urine >				
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>				
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>				
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R3	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>		<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>		
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>	SD Limit					<input type="text" value="0.1"/>
	Span	<input type="text" value="0"/>	Duplication Limit					<input type="text" value="500"/>
	2 Point	<input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit					<input type="text" value="0"/>
	Full	<input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit					<input type="text" value="-32000"/> <input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>		Compensated Limit				<input type="text"/>
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>						



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

HDL کیت

با روش Direct Enzymatic

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول HDL در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار HDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت HDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="HDL"/>	Test Name	<input type="text" value="HDL"/>	Unit	<input type="text" value="mg/dl"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="HDL"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="35"/> <input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="35"/> <input type="text" value="80"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="15"/> <input type="text" value="150"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>						
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="HDL"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="700"/> / <input type="text" value="570"/>
Assay Code	<input type="text" value="2 Point end"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value=""/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/> / <input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="15"/> <input type="text" value="31"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>				
< Serum >			< Urine >		
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>		
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>		
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R2	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R3	<input type="text" value="80"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R4	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>	SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>	
	Span	<input type="text" value="0"/>	Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>	
	2 Point	<input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>	
	Full	<input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>	Compensated Limit	<input type="text" value=""/>	
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>			

کیت Iron با روش Ferrozine

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول: پایداری محلول Iron در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
 کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Iron در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Iron در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="Iron"/>	Test Name	<input type="text" value="Iron"/>	Unit	<input type="text" value="µg / dl"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="Iron"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="65"/> <input type="text" value="175"/>	<input type="text" value="50"/> <input type="text" value="170"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="400"/>								
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="Iron"/>				Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="0"/>	/	<input type="text" value="570"/>
Assay Code	<input type="text" value="Tow Point End"/>			<input type="text" value="10"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/>	/	<input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>				
< Serum >					< Urine >			
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>			
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>			
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R3	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>		<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>			
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>			SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>		
	Span	<input type="text" value="0"/>			Duplication Limit	<input type="text" value="300"/>		
	2 Point	<input type="text" value="0"/>			Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>		
	Full	<input type="text" value="0"/>			S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>	
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>				Compensated Limit	<input type="text" value=""/>	
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>						



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت LDH

باروش DGKC

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول LDH در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار LDH در آنها باروش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت LDH در آنها باروش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="LDH"/>	Test Name	<input type="text" value="LDH"/>	Unit	<input type="text" value="U/L"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="LDH"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="230"/> <input type="text" value="460"/>	<input type="text" value="230"/> <input type="text" value="460"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1700"/>	<input type="text" value=""/>							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="LDH"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="415"/>	/	<input type="text" value="340"/>
Assay Code	<input type="text" value="RATE A"/>			Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/>	/	<input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="0"/>	< Serum >			
				< Urine >			
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
ABS. Limit	<input type="text" value="5000"/>			<input type="text" value="0"/>	Decrease		
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	Lower		
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R3	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>			<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>		SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>		
	Span	<input type="text" value="0"/>		Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>		
	2 Point	<input type="text" value="0"/>		Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>		
	Full	<input type="text" value="0"/>		S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>	
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>		Compensated Limit	<input type="text" value=""/>		
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>					



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت LDL

با روش Direct Enzymatic

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول LDL در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="LDL"/>	Test Name	<input type="text" value="LDL"/>	Unit	<input type="text" value="mg/dl"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="LDL"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a <input type="text" value="1.0"/>	b <input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="130"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="130"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="500"/>							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Test	<input type="text" value="LDL"/>	Assay Code	<input type="text" value="2 Point end"/>	<input type="text" value="10"/>	Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="700"/>	/	<input type="text" value="570"/>
Assay Point	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/>	/	<input type="text" value="0"/>
< Serum >					< Urine >			
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>			
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>			
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R3	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>			
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>			<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>		
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>			SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>		
	Span	<input type="text" value="0"/>			Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>		
	2 Point	<input type="text" value="0"/>			Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>		
	Full	<input type="text" value="0"/>			S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>	
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>			Compensated Limit	<input type="text"/>		
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>						



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Magnesium با روش Xylidyl blue

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول Mg در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Mg در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	Mg		Test Name	Mg	Unit	mg/dl			
Data Mode	On Board		Report Name	Magnesium					
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	b	0		
Expected Value < Serum >						Expected Value < Urine >			
Age	(M)	(F)							
0	Y	0	0	0	0	0			
0	Y	0	0	0	0	0			
	1.8	2.6	1.9	2.5					
Technical Limit < Serum >	0.25	4	< Urine >						
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0	*	3	0	0	*		(1)	0
(2)	*	*	3	0	0	*		(2)	0
(3)	0		0	0	0	0		(3)	0
(4)	0		0	0	0	0		(4)	0
(5)	0		0	0	0	0		(5)	0
(6)	0		0	0	0	0		(6)	0

Test	Magnesium				
Assay Code	1 Point	5			
Assay Point	15	0	0	0	
Wavelength (2nd / Primary)		546			
Diluent / Rgt. Stability	W	0			
< Serum >	< Urine >				
S. Vol. (Normal)	3	0	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	0	
S. Vol. (Increase)	6	0	0	0	
ABS. Limit	0		0	Increase	
Prozon Limit	0		0	Lower	
Reagent	R1	300	0	*	
	R2	0	0	*	
	R3	0	0	*	
	R4	0	0	*	
Calibration Type	Linear	2	2	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1
	Span	0		Duplication Limit	500
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0
	Full	0		S1 ABS. Limit	-32000 32000
Auto Change	Lot	Cancel		Compensated Limit	
	Bottle	Cancel			



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Phosphorus UV با روش

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول Phos در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Phos در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Phos در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	Phos		Test Name	Phos	Unit	mg /dl			
Data Mode	On Board		Report Name	Phosphorus					
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	b	0		
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
0	Y	0	0	0	0	0			
0	Y	0	0	0	0	0			
	2.6	4.5	2.6	4.5					
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	0.4	12.8							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0	*	3	0	0	*		(1)	0
(2)	*	*	3	0	0	*		(2)	0
(3)	0		0	0	0	0		(3)	0
(4)	0		0	0	0	0		(4)	0
(5)	0		0	0	0	0		(5)	0
(6)	0		0	0	0	0		(6)	0

Test	Phosphorus			Wavelength (2nd / Primary)		/	340
Assay Code	1 Point	5		Diluent / Rgt. Stability	W	/	0
Assay Point	15	0	0	< Serum >			
S. Vol. (Normal)	3	0	0	< Urine >			
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	0	0	0	
S. Vol. (Increase)	6	0	0	0	0	0	
ABS. Limit	0		0	Increase			
Prozon Limit	0		0	Lower			
Reagent	R1	300	0	*	0		
	R2	0	0	*	0		
	R3	0	0	*	0		
	R4	0	0	*	0		
Calibration Type	Linear		2	2	0		
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1		
	Span	0		Duplication Limit	500		
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0		
	Full	0		S1 ABS. Limit	-32000	32000	
Auto Change	Lot	Cancel		Compensated Limit			
	Bottle	Cancel					



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت TIBC

با روش Colorimetric

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول TIBC در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="TIBC"/>	Test Name	<input type="text" value="TIBC"/>	Unit	<input type="text" value="µg/dl"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="TIBC"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a <input type="text" value="1.0"/>	b <input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="250"/> <input type="text" value="450"/>	<input type="text" value="250"/> <input type="text" value="450"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="85"/> <input type="text" value="680"/>								
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6) <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Test	<input type="text" value="TIBC"/>	Assay Code	<input type="text" value="2point end"/>	<input type="text" value="10"/>	Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="800"/> / <input type="text" value="660"/>
Assay Point	<input type="text" value="15"/> <input type="text" value="31"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/> / <input type="text" value="0"/>			
< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="18"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="36"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="Decrease"/>	
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="Lower"/>	
Reagent	R1 <input type="text" value="250"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R2 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R3 <input type="text" value="80"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R4 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>		
Auto Time Out	Blank <input type="text" value="0"/>				SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>
	Span <input type="text" value="0"/>				Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>
	2 Point <input type="text" value="0"/>				Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>
	Full <input type="text" value="0"/>				S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/> <input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot <input type="text" value="Cancel"/>				Compensated Limit	<input type="text"/>
	Bottle <input type="text" value="Cancel"/>					

کیت Total Bilirubin با روش Modified DPD

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول: پایداری محلول TB در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
 کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار TB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت TB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="TB"/>	Test Name	<input type="text" value="TB"/>	Unit	<input type="text" value="mg / dl"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="TB"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="1.2"/>	<input type="text" value="1.2"/>							
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	<input type="text" value="0.1"/>	<input type="text" value="25"/>							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="TB"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="700"/>	/	<input type="text" value="546"/>
Assay Code	<input type="text" value="Tow Point End"/>			Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/>	/	<input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>			
< Serum >				< Urine >			
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>		
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>		
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R3	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>		
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>			<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>					
	Span	<input type="text" value="0"/>					
	2 Point	<input type="text" value="0"/>					
	Full	<input type="text" value="0"/>					
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>		SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>		
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>		Duplication Limit	<input type="text" value="300"/>		
				Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>		
				S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>	
				Compensated Limit	<input type="text" value=""/>		



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Triglycerides با روش GPO-PAP

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول TG در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار TG در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت TG در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	TG	Test Name	TG	Unit	mg/dl				
Data Mode	On Board	Report Name	TG						
Control Interval	0	Instrument Factor (Y=aX+b)	a 1.0 b 0						
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
0 Y	0	0	0	0					
0 Y	0	0	0	0					
	0	200	0	200					
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	5	700							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0	*	3	0	0	*		(1)	0
(2)	*	*	3	0	0	*		(2)	0
(3)	0		0	0	0	0		(3)	0
(4)	0		0	0	0	0		(4)	0
(5)	0		0	0	0	0		(5)	0
(6)	0		0	0	0	0		(6)	0

Test	TG	Assay Code	1 Point	10	Wavelength (2nd / Primary)	700 / 505
Assay Point	31	0	0	0	Diluent / Rgt. Stability	W / 0
< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	3	0	0	0	0	0
S. Vol. (Decrease)	2	0	0	0	0	0
S. Vol. (Increase)	4	0	0	0	0	0
ABS. Limit	0	0	0	Increase		
Prozon Limit	0	0	0	Lower		
Reagent	R1	300	0	*	0	
	R2	0	0	*	0	
	R3	0	0	*	0	
	R4	0	0	*	0	
Calibration Type	Linear	2	2	0		
Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	0.1		
	Span	0	Duplication Limit	500		
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0		
	Full	0	S1 ABS. Limit	-32000	32000	
Auto Change	Lot	Cancel	Compensated Limit			
	Bottle	Cancel				



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت با روش UREA UV

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول Urea در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Urea در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Urea در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="Urea"/>	Test Name	<input type="text" value="Urea"/>	Unit	<input type="text" value="mg/dl"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="Urea"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="17"/> <input type="text" value="43"/>	<input type="text" value="17"/> <input type="text" value="43"/>							
Technical Limit < Serum >		< Urine >							
	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="160"/>								
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="Urea"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="340"/>
Assay Code	<input type="text" value="Two Point Rate"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/> / <input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	< Urine >			
	< Serum >			<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
ABS. Limit	<input type="text" value="8000"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="Decrease"/>	
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="Lower"/>	
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R2	<input type="text" value="60"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R3	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R4	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>		<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>	SD Limit		
	Span	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.1"/>		
	2 Point	<input type="text" value="0"/>	Duplication Limit		
	Full	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="32000"/>		
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>	Sensitivity Limit		
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>	<input type="text" value="0"/>		
			S1 ABS. Limit		
			<input type="text" value="-32000"/> <input type="text" value="32000"/>		
			Compensated Limit		
			<input type="text"/>		



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Uric Acid

با روش Toos

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول U.A در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار U.A در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت U.A در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="U.A"/>	Test Name	<input type="text" value="U.A"/>	Unit	<input type="text" value="mg/dl"/>				
Data Mode	<input type="text" value="On Board"/>	Report Name	<input type="text" value="Uric Acid"/>						
Control Interval	<input type="text" value="0"/>	Instrument Factor (Y=aX+b)	a	<input type="text" value="1.0"/>	b				
			b	<input type="text" value="0"/>					
Expected Value < Serum >					Expected Value < Urine >				
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>						
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>						
	<input type="text" value="3.6"/> <input type="text" value="8.2"/>	<input type="text" value="2.3"/> <input type="text" value="6.1"/>							
Technical Limit < Serum >	<input type="text" value="0.3"/> <input type="text" value="14.4"/>	< Urine >		<input type="text"/>					
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="Uric Acid"/>			Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="700"/> / <input type="text" value="546"/>
Assay Code	<input type="text" value="2 Point end"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/> / <input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="15"/> <input type="text" value="31"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>				
	< Serum >			< Urine >	
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="12"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Increase"/>		
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Lower"/>		
Reagent	R1	<input type="text" value="240"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R2	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R3	<input type="text" value="60"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R4	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>	SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>	
	Span	<input type="text" value="0"/>	Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>	
	2 Point	<input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>	
	Full	<input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>	Compensated Limit	<input type="text"/>	
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>			



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت URINE AND CSF PROTEIN با روش PYROGALLOL RED

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول U.P در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از کنترل هایی که مقدار U.P در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت U.P در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	<input type="text" value="U.P"/>		Test Name	<input type="text" value="U.P"/>	Unit	<input type="text" value="mg/dl"/>			
Data Mode	<input type="text" value="pyrogallol"/>		Report Name	<input type="text" value="U.P"/>					
Control Interval	<input type="text" value="0"/>		Instrument Factor (Y=aX+b)	a <input type="text" value="1.0"/>	b <input type="text" value="0"/>				
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							
	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12"/>							
Technical Limit < Serum >	<input type="text" value="200"/>		< Urine >						
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	<input type="text" value="0"/>	*	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(1)	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="*"/>	*	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>		(2)	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(3)	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(4)	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(5)	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		(6)	<input type="text" value="0"/>

Test	<input type="text" value="U.P"/>		Wavelength (2nd / Primary)	<input type="text" value="800"/>	/	<input type="text" value="600"/>
Assay Code	<input type="text" value="1 Point"/>	<input type="text" value="10"/>	Diluent / Rgt. Stability	<input type="text" value="W"/>	/	<input type="text" value="0"/>
Assay Point	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="0"/>	< Serum >			
S. Vol. (Normal)	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	< Urine >			
S. Vol. (Decrease)	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
S. Vol. (Increase)	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
ABS. Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Increase			
Prozon Limit	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Lower			
Reagent	R1	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
	R4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="0"/>	
Calibration Type	<input type="text" value="Linear"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	
Auto Time Out	Blank	<input type="text" value="0"/>	SD Limit	<input type="text" value="0.1"/>		
	Span	<input type="text" value="0"/>	Duplication Limit	<input type="text" value="500"/>		
	2 Point	<input type="text" value="0"/>	Sensitivity Limit	<input type="text" value="0"/>		
	Full	<input type="text" value="0"/>	S1 ABS. Limit	<input type="text" value="-32000"/>	<input type="text" value="32000"/>	
Auto Change	Lot	<input type="text" value="Cancel"/>	Compensated Limit	<input type="text" value=""/>		
	Bottle	<input type="text" value="Cancel"/>				



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Zinc با روش PAPS

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول Zinc در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Zinc در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Zinc در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

HITACHI 911-7060

Test	Zinc	Test Name	Zinc	Unit	µg/dl				
Data Mode	On Board	Report Name	Zinc						
Control Interval	0	Instrument Factor (Y=aX+b)	a 1.0 b 0						
Expected Value < Serum >			Expected Value < Urine >						
Age	(M)	(F)							
0 Y	0	0	0	0					
0 Y	0	0	0	0					
	72	127	70	114					
Technical Limit < Serum >			< Urine >						
	5	400							
STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0	*	15	0	0	*		(1) 0	
(2)	*	*	15	0	0	*		(2) 0	
(3)	0		0	0	0	0		(3) 0	
(4)	0		0	0	0	0		(4) 0	
(5)	0		0	0	0	0		(5) 0	
(6)	0		0	0	0	0		(6) 0	

Test	Zinc	Assay Code	1 Point	5	Wavelength (2nd / Primary)	700 / 570
Assay Point	15	0	0	0	Diluent / Rgt. Stability	W / 0
< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	15	0	0	0	0	0
S. Vol. (Decrease)	10	0	0	0	0	0
S. Vol. (Increase)	20	0	0	0	0	0
ABS. Limit	0	0	0	Increase		
Prozon Limit	0	0	0	Lower		
Reagent	R1	300	0	*	0	
	R2	0	0	*	0	
	R3	0	0	*	0	
	R4	0	0	*	0	
Calibration Type	Linear	2	2	0		
Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	0.1		
	Span	0	Duplication Limit	500		
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0		
	Full	0	S1 ABS. Limit	-32000	32000	
Auto Change	Lot	Cancel	Compensated Limit			
	Bottle	Cancel				