



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Contents :

α -Amylase	2
ALK-p	3
ALT	4
AST	5
B2M	6
Calcium	7
Cholestrol	8
CK-MB	9
Copper	10
CPK	11
Creatinine	12
CRP	13
D-Dimer	14
Direct Bilirubin	15
Ferritin	16
Glucose	17
HbA1C	18
HDL-C	20
Iron	21
LDH	22
LDL-C	23
Magnesium	24
Phosphorus	25
TIBC	26
Total Bilirubin	27
Triglycerides	28
Urea	29
Uric Acid	30
Urine Protein	31
Zinc	32



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Amylase با روش CNPG3. Kinetic

ANALYZE PARAMETERS

Assay	Rate A	Test Time:	5	POINT:	6	15	0	0	Control Interval	0
Main Wave	405	Second Wave:	660	Instrument Factor(Y=aX+b)		a=	1	b=	0	

Sample Val	SERUM			URINE		
	6	0	0	15	0	0
Normal	6	0	0	15	0	0
Decrement	3	0	0	10	0	0
Increment	12	0	0	30	0	0
Abs.Limit	13000			3.3		Positive Reaction
Proson limit	0			-3.3		Lower Limit

Reagent	Vol			Diluent			Pos		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3
R1	300	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	AMY
Calibration methods:	2 Point Linear
Point	2
Span	2

calibration solution

(1)	0	5%	6
(2)	CAL	5%	6
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول Amylase در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مدت 30 روز می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار Amylase در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Amylase در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت
با روش
ALK-P
DGKC

ANALYZE PARAMETERS

Assay	Rate A	Test Time:	10	POINT:	19	28	0	0	Control Interval	0
Main Wave	450	Second Wave:	660	Instrument Factor(Y=aX+b)		a=	1	b=	0	

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	7	0	0	7	0	0
Decrement	3	0	0	3	0	0
Increment	14	0	0	14	0	0
Abs.Limit	10000			2.2		
Prozon limit	0			-3.3		

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	240		
R2	0	0	0
R3	60	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test item	ALP
Calibration methods:	2 Point Linear
Point	2
Span	2

calibration solution

(1)	0	5%	7
(2)	CAL	5%	7
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول ALP در تمامی 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مندرج بر روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار ALP در آنها با روش قوی تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت ALP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت
ALT
IFCC
باروش

ANALYZE PARAMETERS

Assay	Rate A	Test Time:	10	POINT:	19 28 0 0	Control Interval	0
Main Wave	340	Second Wave:		Instrument Factor(Y=aX+b)	a= 1 b= 0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	30	0	0	30	0	0
Decrement	15	0	0	15	0	0
Increment	35	0	0	35	0	0
Abs.Limit	6000			3.3	Negative Reaction	
Prozen limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	340	0	0
R2	0	0	0
R3	60	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test item	ALT
Calibration methods:	2 Point Linear
Point	2
Span	2

calibration solution

(1)	0	SL	30
(2)	CAL	S*	30
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول مخفف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول : پایداری محلول ALT در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا ۳۰ روز ویال ها می باشد.
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار ALT در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت ALT در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

AST کیت
IFCC با روش

ANALYZE PARAMETERS

Assay	Rate A	Test Time:	10	POINT:	19 28 0 0	Control Interval	0
Main Wave	340	Second Wave:		Instrument Factor(Y=ax+b)	a= 1 b= 0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	30	0	0	30	0	0
Decrement	15	0	0	15	0	0
Increment	35	0	0	35	0	0
Abs.Limit	6000			3.3	Negative Reaction	
Prozon limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	340	0	0
R2	0	0	0
R3	60	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test item	AST
Calibration methods:	2 Point Linear
Point	2
Span	2

calibration solution

(1)	0	5%	30
(2)	CAL	5%	30
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول AST در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا منتهی به روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار AST در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت AST در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت B2M با روش Immunoturbidimetric

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END		Test Time:	10	POINT:	19	31	0	0	Control Interval	0
Main Wave	570		Second Wave:	800	Instrument Factor(Y=ax+b)	a=	1	b=	0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
		3	0	0	0	0
Normal	3	0	0	0	0	0
Decrement	2	0	0	0	0	0
Increment	4	0	0	0	0	0
Abs.Limit	0			2.2	Positive Reaction	
Prozon limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol			Diluent			Pos		
	R1	240	0	0					
R2	0	0	0						
R3	50	0	0						
R4	0	0	0						

CALIBRATION PARAMETERS

Test item	B2M			
Calibration methods:	Logit - Log4p			
calibration solution	Point	5	Span	5

(1)	0	5L	3
(2)	CAL 1	5*	3
(3)	CAL 2	5*	3
(4)	CAL 3	5*	3
(5)	CAL 4	5*	3
(6)	0	0	0

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .

پایداری محلول : پایداری محلول B2M در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا 60 روز می باشد .

کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

کالیبراتور ها : جهت کالیبره شدن می توانید از کالیبراتور هایی که خلطت B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Calcium

با روش Arsenazo III

ANALYZE PARAMETERS

Assay	1 POINT END			Test Time:	5			POINT:	15 0 0 0			Control Interval	0		
Main Wave	680			Second Wave:				Instrument Factor(Y=aX+b)	a=	1		b=	0		

Sample Vol	SERUM						URINE					
	Normal	3	0	0	3	0	0					
	Decrement	2	0	0	2	0	0					
	Increment	5	0	0	6	0	0					
	Abs.Limit	0			3.3	Positive Reaction						
	Proson limit	0			-3.3	Lower Limit						

Reagent			
	Vol	Diluent	Pos
R1	300	0	0
R2	0	0	0
R3	0	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	Ca		
Calibration methods:	2 Point Linear		
calibration solution	Point	2	Span
	2		2

(1)	0	5%	3
(2)	CAL	5%	3
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول Ca در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا منجر بر روی ویل ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت می توانید از کنترل هایی که مقدار Ca در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Ca در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Cholesterol

با روش CHOD-PAP

ANALYZE PARAMETERS

Assay	1 POINT END			Test Time:	10			POINT:	31 0 0 0			Control Interval	0		
Main Wave	505			Second Wave:	700			Instrument Factor(Y=aX+b)	a= 1 b= 0						

Sample Vol	SERUM						URINE					
Normal	3		0		0		3		0		0	
Decrement	2		0		0		2		0		0	
Increment	6		0		0		6		0		0	
Abs.Limit	0						2.2				Positive Reaction	
Prozon limit	0						-3.3				Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	300	0	0
R2	0	0	0
R3	0	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test item	CHO		
Calibration methods:	2 Point Linear		
calibration solution	Point	2	Span 2

(1)	0	SS	3
(2)	CAL	S*	3
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : مخلوط معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول CHO در نمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مئرج بر روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار CHO در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CHO در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت CK-MB

با روش DGKC

ANALYZE PARAMETERS

Assay	Rate A	Test Time:	10	POINT:	22	31	0	0	Control Interval	0
Main Wave	340	Second Wave:	415	Instrument Factor(Y=ax+b)	a=	1	b=	0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	12	0	0	12	0	0
Decrement	6	0	0	6	0	0
Increment	24	0	0	24	0	0
Abs.Limit	10000			3.3		Positive Reaction
Prozon limit	0			-3.3		Lower Limit

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	340	0	0
R2	0	0	0
R3	50	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test item	CKMB
Calibration methods:	2 Point Linear
Point	2
Span	2

calibration solution

(1)	0	SS	12
(2)	CAL	S*	12
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول: پایداری محلول CKMB در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مدت 30 روز ویال ها می باشد.
 کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از کنترل هایی که مقدار CKMB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتور ها: جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CKMB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Copper

با روش PAESA

ANALYZE PARAMETERS

Assay	1 POINT END			Test Time:	5			POINT:	15 0 0 0			Control Interval	0		
Main Wave	570			Second Wave:	700			Instrument Factor(Y=aX+b)	a=	1		b=	0		

Sample Val	SERUM						URINE					
	Normal	15	0	0	15	0	0					
	Decrement	8	0	0	8	0	0					
	Increment	30	0	0	30	0	0					
	Abs.Limit	0			3.3	Positive Reaction						
	Proson limit	0			-3.3	Lower Limit						

Reagent			
	Vol	Diluent	Pos
R1	300	0	0
R2	0	0	0
R3	0	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	CU		
Calibration methods:	2 Point Linear		
Point	2	Span	2

calibration solution			
(1)	0	5%	15
(2)	CAL	5%	15
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول CU در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مندرج بر روی ویل ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار CU در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CU در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت CPK

با روش Kinetic UV(NAC)

ANALYZE PARAMETERS

Assay	Rate A	Test Time:	10	POINT:	22	31	0	0	Control Interval	0
Main Wave	340	Second Wave:	415	Instrument Factor(Y=ax+b)	a=	1	b=	0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	7	0	0	0	0	0
Decrement	4	0	0	0	0	0
Increment	14	0	0	0	0	0
Abs.Limit	10000			3.3		Positive Reaction
Prozon limit	0			-3.3		Lower Limit

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	200		
R2	0	0	0
R3	50	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test item	CPK
Calibration methods:	2 Point Linear
Point	2
Span	2

calibration solution

(1)	0	SS	7
(2)	CAL	S*	7
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول CPK در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مندرج بر روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار CPK در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CPK در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Creatinine

باروش Jaffe

ANALYZE PARAMETERS

Assay	RATE A		Test Time:	5		POINT	7 13 0 0		Control Interval	0	
Main Wave	505		Second Wave:			Instrument Factor(Y=aX+b)	a= 1 b= 0				

Sample Vol	SERUM			URINE		
	Vol	Diluent	Pos	Vol	Diluent	Pos
Normal	30	0	0	48	0	0
Decrement	15	0	0	15	0	0
Increment	30	0	0	30	0	0
Abs.Limit	4500			3.3		Positive Reaction
Proson limit	0			-3.3		Lower Limit

Reagent	Vol			Diluent			Pos		
	Vol	Diluent	Pos	Vol	Diluent	Pos	Vol	Diluent	Pos
R1	150	0	0						
R2	150	0	0						
R3	0	0	0						
R4	0	0	0						

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	Crea	
Calibration methods:	2 point Linear	
calibration solution	Point	Span
	2	2

(1)	0	SL	30
(2)	CAL	S*	30
(3)			
(4)			
(5)			
(6)			

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول: پایداری محلول Creat در نمای اتاق تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
 کنترل ها: جهت کنترل صحت می توانید از سرم کنترل هابی که مقدار Creat در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتور ها: جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هابی که خلطت Creat در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

CRP کیت با روش Immunoturbidimetric

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END	Test Time:	10	POINT:	19 31 0 0	Control Interval	0
Main Wave	600	Second Wave:		Instrument Factor(Y=aX+b)	a= 1 b= 0		

	SERUM			URINE		
	3	0	0	3	0	0
Normal	3	0	0	3	0	0
Decrement	2	0	0	2	0	0
Increment	5	0	0	5	0	0
Abs.Limit	0			3.3	Positive Reaction	
Proson limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
	R1	240	0
R2	0	0	0
R3	60	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	CRP	Calibration method:	SPLINE	Point	5	Span	6
calibration solution							

(1)	0	5L	3
(2)	0.4%2	5*	3
(3)	0.4%9	5*	3
(4)	0.4%4	5*	3
(5)	0.4%2	5*	3
(6)	0.4	5*	3

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول CRP در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مندرج بر روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار CRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که حفظت CRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت D-Dimer با روش Immunoturbidimetric

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END		Test Time:	10	POINT:	19	31	0	0	Control Interval	0
Main Wave	660		Second Wave:	0	Instrument Factor(Y=aX+b)	a=	1	b=	0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
	Normal	12	0	0	0	0
	Decrement	5	0	0	0	0
	Increment	24	0	0	0	0
	Abs.Limit	0		2.2	Positive Reaction	
	Prozon limit	0		-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos	
	R1	210	0	0
	R2	0	0	0
	R3	70	0	0
	R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test item	D-DIMER		
Calibration methods:	Logit - Log4p	Point	5
calibration solution	Span	5	

(1)	0	5%	12
(2)	CAL 1/16	5%	12
(3)	CAL 1/8	5%	12
(4)	CAL 1/4	5%	12
(5)	CAL 1/2	5%	12
(6)	CAL	5%	12

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول D-Dimer در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مندرج بر روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار D-Dimer در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که خلط D-Dimer در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Direct Bilirubin

با روش Modified DPD

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END		Test Time:	10	POINT:	15	31	0	0	Control Interval	0
Main Wave	546		Second Wave:	700	Instrument Factor(Y=aX+b)	a=	1	b=	0		

	SERUM			URINE		
	Vol	Diluent	Pos	Vol	Diluent	Pos
Normal	30	0	0	30	0	0
Decrement	15	0	0	15	0	0
Increment	40	0	0	35	0	0
Abs.Limit	0			2.2		Positive Reaction
Prozon limit	0			-3.3		Lower Limit

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	240	0	0
R2	0	0	0
R3	60	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test item	D.B		
Calibration methods:	2 Point Linear	Point	2
		Span	2

calibration solution

	Vol	Diluent	Pos
(1)	0	S1	30
(2)	CAL	S*	30
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول D.B در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مندرج بر روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار D.B در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت D.B در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Ferritin با روش Immunoturbidimetric

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END		Test Time:	10	POINT:	19	31	0	0	Control Interval:	0
Main Wave	S&S		Second Wave:		Instrument Factor(Y=aX+b)	a=	1	b=	0		

Sample Vol	SERUM		URINE			
Normal	30	0	0	0		0
Decrement	15	0	0	0	0	0
Increment	30	0	0	0	0	0
Abs Limit	0		3.3		Positive Reaction	
Prozen limit	0		-3.3		Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	240	0	0
R2	0	0	0
R3	60	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	FERRI	
Calibration methods:	SPURSE	
calibration solution	Point	Span
	5	5

(1)	0	5%	30
(2)	0.125	5*	30
(3)	0.25	5*	30
(4)	0.5	5*	30
(5)	1.0	5*	30
(6)	2.0	5*	30

روش آماده سازی محلول: محلول محرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول: پایداری محلول Ferritin در نمای 2 تا 8 درجه سستی گران تا منتهی بر روی ویال ها می باشد.
 کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از کنترل هایی که مقدار Ferritin در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتور ها: جهت کالیبراسیون می توانید از کالیبراتور هایی که خلقت Ferritin در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Glucose

با روش GOD

ANALYZE PARAMETERS

Assay	1 POINT END			Test Time:	10			POINT:	31 0 0 0			Control Interval	0		
Main Wave	805			Second Wave:	700			Instrument Factor(Y=aX+b)	a= 1 b= 0						

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	3	0	0	3	0	0
Decrement	2	0	0	2	0	0
Increment	6	0	0	6	0	0
Abs.Limit	0			2.2	Positive Reaction	
Prozon limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	300	0	0
R2	0	0	0
R3	0	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test item	Glu		
Calibration methods:	2 Point Linear		
	Point	2	Span 2

calibration solution

(1)	0	SS	3
(2)	CAL	S*	3
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول Glu در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مدت 30 روز ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار Glu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Glu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت HB

با روش Enzymatic

ANALYZE PARAMETERS

Assay	1 POINT END			Test Time:	10			POINT:	15 0 0 0			Control Interval	0		
Main Wave	480			Second Wave:	800			Instrument Factor(Y=aX+b)	a= 1 b= 0						

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	16	0	0	3	0	0
Decrement	8	0	0	2	0	0
Increment	32	0	0	6	0	0
Abs.Limit	0			2.2	Positive Reaction	
Prozon limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	240	0	0
R2	0	0	0
R3	0	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	HB		
Calibration methods:	2 Point Linear		
Point	2	Span	2

calibration solution

(1)	0	SS	16
(2)	CAL	S*	16
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول HB در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا 6 ماه می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحیح ، می توانید از کنترل هایی که مقدار HB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت HB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

A1C Enzymatic کیت با روش

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END		Test Time	10		POINT	15 31 0 0			Control Interval	0	
Main Wave	660		Second Wave	800		Instrument Factor(Y=aX+b)	a=	1		b=	0	

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	16	0	0	3	0	0
Decrement	8	0	0	2	0	0
Increment	32	0	0	6	0	0
Abs.Limit	0			3.3		Positive Reaction
Process limit	0			-3.3		Lower Limit

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	340	0	0
R2	0	0	0
R3	80	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	A1C		
Calibration method	2 Point Linear	Point	2
		Span	2

calibration solution

(1)	0	SL	16
(2)	CAL	S*	16
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول A1C در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مشروح بر روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار A1C در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت A1C در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

HDL-C کیت با روش Direct Enzymatic

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END	Test Time:	10	POINT:	15 31 0 0	Control Interval	0
Main Wave	570	Second Wave:	700	Instrument Factor(Y=aX+b)		a=	b=
Sample Vol				Reagent			
Normal	5	0	0	3	0	0	
Decrement	2	0	0	2	0	0	
Increment	6	0	0	6	0	0	
Abs.Limit	0			3.3	Positive Reaction		
Process limit	0			-3.3	Lower Limit		

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	HDL		
Calibration method:	2 Point Linear	Point	2
		Span	2

calibration solution

(1)	0	S1	3
(2)	CAL	S*	3
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول: پایداری محلول HDL در نمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا هفتاد روز روی ویال ها می باشد.
 کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از کنترل هایی که مقدار HDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتور ها: جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت HDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت IRON با روش Ferrozine

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END		Test Time:	10	POINT:	15	31	0	0	Control interval	0
Main Wave	570		Second Wave:		Instrument Factor(Y=aX+b)	a=	1	b=	0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	30	0	0	0	0	0
Decrement	15	0	0	0	0	0
Increment	30	0	0	0	0	0
Abz.Limit	0			3.3	Positive Reaction	
Prozon limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	240	0	0
R2	0	0	0
R3	60	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	IRON		
Calibration methods:	2 Point Linear	Point	2
calibration solution	Span	2	

(1)	0	5%	30
(2)	CAL	5*	30
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روشن آماده سازی محلول : محلول معرفت به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول IRON در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا هفت روز روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار IRON در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که خلطت IRON در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت LDH با روش DGKC

ANALYZE PARAMETERS

Assay	Rate A	Test Time	10	POINT	15 28 0 0	Control Interval	0
Main Wave	340	Second Wave	415	Instrument Factor(Y=aX+b) a= 1 b= 0			

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	5	0	0	5	0	0
Decrement	3	0	0	3	0	0
Increment	7	0	0	2	0	0
Abs.Limit	5500			3.3		Negative Reaction
Process limit	0			-3.3		Lower Limit

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	200	0	0
R2	0	0	0
R3	50	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	LDH
Calibration method	2 Point Linear
Point	2
Span	2

calibration solution

(1)	0	55	5
(2)	CAL	5*	5
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول : پایداری محلول LDH در نمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مدت 30 روز می باشد.
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار LDH در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت LDH در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

LDL-C کیت با روش Direct Enzymatic

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END	Test Time:	10	POINT:	15 31 0 0	Control Interval	0
Main Wave	570	Second Wave:	700	Instrument Factor(Y=aX+b)		a=	b=
Sample Vol				Reagent			
	SERUM	URINE		Vol	Diluent	Pos	
Normal	5	0	0	0	0	0	
Decrement	2	0	0	0	0	0	
Increment	4	0	0	0	0	0	
Abs.Limit	0		3.3	Positive Reaction			
Process limit	0		-3.3	Lower Limit			

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	LDL	Calibration method:	2 Point Linear	Point	2	Span	2
calibration solution							

(1)	0	S1	3
(2)	CAL	S*	3
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول LDL در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مدت 3 روز ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Magnesium

باروش Xylidyl Blue

ANALYZE PARAMETERS

Assay	1 POINT END	Test Time:	5	POINT:	15	0	0	0	Control interval	0
Main Wave	546	Second Wave:	700	Instrument Factor(Y=aX+b)	a=	1	b=	0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	3	0	0	3	0	0
Decrement	2	0	0	2	0	0
Increment	6	0	0	6	0	0
Abs.Limit	0			3.3		Positive Reaction
Prozon limit	0			-3.3		Lower Limit

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	300	0	0
R2	0	0	0
R3	0	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	Mg
Calibration method:	2 Point Linear
calibration solution	Point 1 Span 1

(1)	0	SL	3
(2)	CAL	S*	3
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول Mg در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مندرج بر روی وپال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Phosphorus با روش UV

ANALYZE PARAMETERS

Assay	1 POINT END		Test Time:	5		POINT:	15 0 0 0			Control interval	0	
Main Wave	340		Second Wave:			Instrument Factor(Y=aX+b)	a= 1 b= 0					

Sample Vol	SERUM			URINE		
	Normal	3	0	0	3	0
Decrement	3	0	0	2	0	0
Increment	6	0	0	6	0	0
Abs.Limit	0			3.3		
Prozon limit	0			-3.3		

Reagent	Vol		Pos
	300	0	
R1	300	0	0
R2	0	0	0
R3	0	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	Phos		
Calibration method:	2 Point Linear		
calibration solution	Point	2	Span
	1	2	

(1)	0	5L	3
(2)	CAL	5*	3
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار ندارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول Phos در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا شش ماه بر روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار Phos در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که خلط Phos در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

TIBC کیت با روش Colorometric

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END		Test Time:	10	POINT:	15	31	0	0	Control interval	0
Main Wave	660		Second Wave:	800	Instrument Factor(Y=aX+b)	a=	1	b=	0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	18	0	0	0	0	0
Decrement	9	0	0	0	0	0
Increment	36	0	0	0	0	0
Abs.Limit	0			3.3	Negative Reaction	
Prozon limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	250	0	0
R2	0	0	0
R3	80	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	tbc		
Calibration methods	2 Point Linear	Point	2
Span	2		

calibration solution

(1)	0	5%	18
(2)	CAL	5%	18
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول TIBC در نمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا یکساعت بر روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که خلط TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Total Bilirubin با روش Modified DPD

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END		Test Time:	10	POINT:	15	31	0	0	Control interval	0
Main Wave	545		Second Wave:	700	Instrument Factor(Y=aX+b)	a=	1	b=	0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	7	0	0	0	0	0
Decrement	4	0	0	0	0	0
Increment	14	0	0	0	0	0
Abs.Limit	0			3.3	Positive Reaction	
Prozon limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	240	0	0
R2	0	0	0
R3	80	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	T.B		
Calibration methods:	2 Point Linear	Point	2
		Span	2

calibration solution

(1)	0	5%	7
(2)	CAL	5*	7
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : مخلوط معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول T.B در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا شش ماه بر روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار T.B در آنها با روش تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت T.B در آنها با روش تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Triglycerides

با روش GPO-PAP

ANALYZE PARAMETERS

Assay	1 POINT END	Test Time:	10	POINT:	31 0 0 0	Control interval	0
Main Wave	SDS	Second Wave:	700	Instrument Factor(Y=aX+b)	a= 1 b= 0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	5	0	0	3	0	0
Decrement	2	0	0	2	0	0
Increment	6	0	0	6	0	0
Abs.Limit	0			3.3	Positive Reaction	
Prozon limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	300	0	0
R2	0	0	0
R3	0	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	TG		
Calibration methods	2 Point Linear	Point	2
Span	2		

calibration solution	(1)	(2)	(3)
(1)	0	5%	3
(2)	CAL	5%	3
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول TG در نمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مشرج بر روی ویل ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار TG در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که خلطت TG در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Urea

باروش UV

ANALYZE PARAMETERS

Assay	RATE A		Test Time:	5		POINT:	8 12 0 0			Control interval	0	
Main Wave	340		Second Wave:			Instrument Factor(Y=aX+b)	a= 1 b= 0					

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	3	0	0	3	0	0
Decrement	2	0	0	2	0	0
Increment	6	0	0	6	0	0
Abs.Limit	8000			3.3		
Prozon limit	0			-3.3		

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	240	0	0
R2	60	0	0
R3	0	0	0
R4	0	0	0

Abs.Limit		NEGATIVE Reaction	
Prozon limit		Lower Limit	

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	Urea		
Calibration methods:	2 point Linear		
calibration solution	Point	2	Span 2

	0	5g	3
(1)			
(2)	CAL	5g	3
(3)			
(4)			
(5)			
(6)			

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول: پایداری محلول Urea در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
 کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Urea در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتور ها: جهت کالیبره دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Urea در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت Uric Acid با روش Toos

ANALYZE PARAMETERS

Assay	2 POINT END		Test Time:	10	POINT:	15	31	0	0	Control interval	0
Main Wave	545		Second Wave:	700	Instrument Factor(Y=aX+b)	a=	1	b=	0		

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	5	0	0	0	0	0
Decrement	2	0	0	0	0	0
Increment	10	0	0	0	0	0
Abs.Limit	0			3.3	Positive Reaction	
Prozon limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	240	0	0
R2	0	0	0
R3	60	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	U.A		
Calibration methods:	2 Point Linear	Point	2
		Span	2

calibration solution

(1)	0	5%	S
(2)	CAL	5%	S
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول U.A در نمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا 60 روز ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار U.A در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت U.A در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت URINE AND CSF PROTEIN با روش PYROGALLOL RED

ANALYZE PARAMETERS

Assay	1 POINT ENG		Test Time:	10		POINT:	31 0 0 0			Control interval	0	
Main Wave	800		Second Wave:	800		Instrument Factor(Y=aX+b)	a= 1 b= 0					

	SERUM			URINE		
	Vol	Diluent	Pos	Vol	Diluent	Pos
Normal	10	0	0	10	0	0
Decrement	5	0	0	5	0	0
Increment	20	0	0	20	0	0
Abs.Limit	0			3.3		
Prozon limit	0			-3.3		

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	300	0	0
R2	0	0	0
R3	0	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	U.P.		
Calibration method:	2 Point Linear		
calibration solution	Point	2	Span
(1)	0	5L	10
(2)	CAL	5*	10
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روشن آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول U.P در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مندرج بر روی ویل ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار U.P در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت U.P در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Takhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

DIRUI CS 400-800

کیت
Zinc
با روش
PAPS

ANALYZE PARAMETERS

Assay	1 POINT ENG		Test Time:	5		POINT:	15 0 0 0			Control interval	0	
Main Wave	570		Second Wave:	700		Instrument Factor(Y=aX+b)	a=		1	b=	0	

Sample Vol	SERUM			URINE		
Normal	19.5	0	0	15	0	0
Decrement	5	0	0	10	0	0
Increment	30	0	0	30	0	0
Abs.Limit	0			3.3	Positive Reaction	
Prozon limit	0			-3.3	Lower Limit	

Reagent	Vol	Diluent	Pos
R1	300	0	0
R2	0	0	0
R3	0	0	0
R4	0	0	0

CALIBRATION PARAMETERS

Test Item	ZN		
Calibration method:	2 Point Linear		
calibration solution	Point	2	Span
	1	2	

(1)	0	5L	19.5
(2)	CAL	5*	19.5
(3)	0	0	
(4)	0	0	
(5)	0	0	
(6)	0	0	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .
 پایداری محلول : پایداری محلول ZN در نمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا منبرج بر روی ویال ها می باشد .
 کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید از کنترل هایی که مقدار ZN در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
 کالیبراتور ها : جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که خلطت ZN در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .