

Contents :

α -Amylase	2
ALK-p	3
ALT	4
AST	5
B2M	6
Calcium	7
Cholestrol	8
CK-MB	9
Copper	10
CPK	11
Creatinine	12
CRP	13
D-Dimer	14
Direct Bilirubin	15
Ferritin	16
Glucose	17
HbA1C	18
HDL-C	20
Iron	21
LDH	22
LDL-C	23
Magnesium	24
Phosphorus	25
TIBC	26
Total Bilirubin	27
Triglycerides	28
Urea	29
Uric Acid	30
Urine Protein	31
Zinc	32

Amylase کیت با روش CNPG3

HITACHI 717

TEST	Amylase
ASSAY CODE	5 - 5 - 18
SAMPLE VOLUME	6 - 6
R1 VOLUME	300 - 100 - NO
R2 VOLUME	0 - 20 - NO
WAVELENGTH	660 - 405
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	13000 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	5 - 90
PANIC VALUE	0 - 2000
INSTRUMENT FACTOR	1

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Amy در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Amy در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Amy در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

HITACHI 717

TEST	ALP
ASSAY CODE	5 - 30 - 45
SAMPLE VOLUME	4 - 4
R1 VOLUME	200 - 100- NO
R2 VOLUME	50 - 20 - NO
WAVELENGTH	660 - 450
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0
STD. 4 CONC. POS.	0
STD. 5 CONC. POS.	0
STD. 6 CONC. POS.	0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	13000 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	98 - 279
PANIC VALUE	0 - 1200
INSTRUMENT FACTOR	1.0

روش آماده سازی محلول ها :

محلول هاه صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارند.

پایداری محلول ها :

پایداری محلول های ALP در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار ALP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراسیون دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که مقدار ALP در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

HITACHI 717

TEST	ALT
ASSAY CODE	5 - 30 - 45
SAMPLE VOLUME	20 - 20
R1 VOLUME	200 - 100 - NO
R2 VOLUME	50 - 20 - NO
WAVELENGTH	0 - 340
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0
STD. 4 CONC. POS.	0
STD. 5 CONC. POS.	0
STD. 6 CONC. POS.	0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	6000 - D
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 38
PANIC VALUE	2- 467
INSTRUMENT FACTOR	1.0

روش آماده سازی محلول ها :

محلول ها به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارند.

پایداری محلول ها :

پایداری محلول های ALT در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار ALT در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراسیون دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که مقدار ALT در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

HITACHI 717

TEST	AST
ASSAY CODE	5 - 30 - 45
SAMPLE VOLUME	20 - 20
R1 VOLUME	200 - 100 - NO
R2 VOLUME	50 - 20 - NO
WAVELENGTH	0 - 340
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0
STD. 4 CONC. POS.	0
STD. 5 CONC. POS.	0
STD. 6 CONC. POS.	0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	6000 - D
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 38
PANIC VALUE	2 - 467
INSTRUMENT FACTOR	1.0

روش آماده سازی محلول ها :

محلول ها به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارند.

پایداری محلول ها :

پایداری محلول های AST در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار AST در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها:

جهت کالیبراسیون دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که مقدار AST در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتورها *

جایگاه کالیبراتورها #



Persian Tadjiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت B2M

با روش Immunoturbidimetric

HITACHI 717

TEST	B2M
ASSAY CODE	2 - 30 - 50
SAMPLE VOLUME	3 - 3
R1 VOLUME	240 - 100 - NO
R2 VOLUME	60 - 20 - NO
WAVELENGTH	800 - 570
CALIBR. METHOD	3 - 4 - 5
STD. 1 CONC. POS.	0.00 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	* - #
STD. 4 CONC. POS.	* - #
STD. 5 CONC. POS.	* - #
STD. 6 CONC. POS.	
SD LIMIT	999
DUPLICATE LIMIT	32000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 2.7
PANIC VALUE	0 - 45
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول B2M در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت B2M در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

کیت Calcium با روش Arsenazo III

HITACHI 717

TEST	Ca
ASSAY CODE	1 - 15 - 0
SAMPLE VOLUME	3 - 3
R1 VOLUME	300 - 100 - NO
R2 VOLUME	0 - 20 - NO
WAVELENGTH	0 - 660
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - 1
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	2000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	8.5 - 10.5
PANIC VALUE	0.5 - 16
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Ca در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Ca در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Ca در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Cholesterol با روش CHOD-PAP

HITACHI 717

TEST	Chol
ASSAY CODE	1 - 50 - 0
SAMPLE VOLUME	3 - 3
R1 VOLUME	300 - 100 - NO
R2 VOLUME	0 - 20 - NO
WAVELENGTH	700 - 505
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - 1
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 200
PANIC VALUE	5 - 500
INSTRUMENT FACTOR	1.0

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Cholesterol در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Cholesterol در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبره شدن دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Cholesterol در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت CK-MB با روش DGKC

HITACHI 717

TEST	CK-MB
ASSAY CODE	5 - 35 - 50
SAMPLE VOLUME	12 - 12
R1 VOLUME	200 - 100 - NO
R2 VOLUME	50 - 20 - NO
WAVELENGTH	415 - 340
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	11000 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 24
PANIC VALUE	2 - 318
INSTRUMENT FACTOR	1.0

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول CK-MB در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CK-MB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CK-MB در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

HITACHI 717

TEST	CU
ASSAY CODE	1 - 25 - 0
SAMPLE VOLUME	15 - 15
R1 VOLUME	300 - 100 - NO
R2 VOLUME	0 - 20 - NO
WAVELENGTH	700 - 570
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	2000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	70 - 155
PANIC VALUE	12 - 400
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول CU در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CU در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CU در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

کیت CPK

با روش (Nac) Kinetic uv

HITACHI 717

TEST	CPK
ASSAY CODE	5 - 35 - 50
SAMPLE VOLUME	10 - 10
R1 VOLUME	200 - 100 - NO
R2 VOLUME	50 - 20 - NO
WAVELENGTH	415 - 340
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	300
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	10000 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 195
PANIC VALUE	0 - 1000
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول ها :

محلول ها به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارند.

پایداری محلول ها :

پایداری محلول های CPK در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CPK در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراسیون دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که مقدار CPK در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Creatinine

با روش Jaffe

HITACHI 717

TEST	Creat
ASSAY CODE	2 - 12 - 22
SAMPLE VOLUME	20 - 20
R1 VOLUME	120 - 100 - NO
R2 VOLUME	120 - 100 - NO
WAVELENGTH	0-505
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0.0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	4500 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0.7 - 1.4
PANIC VALUE	0.2 - 12.8
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Creat در دمای اتاق تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Creat در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Creat در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت CRP

با روش Immunoturbidimetric

HITACHI 717

TEST	CRP
ASSAY CODE	2 - 30 - 50
SAMPLE VOLUME	3 - 3
R1 VOLUME	240 - 100- NO
R2 VOLUME	60 - 20 - NO
WAVELENGTH	0 - 600
CALIBR. METHOD	3 - 1 - 6
STD. 1 CONC. POS.	0.0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	* - #
STD. 4 CONC. POS.	* - #
STD. 5 CONC. POS.	* - #
STD. 6 CONC. POS.	* - #
SD LIMIT	999
DUPLICATE LIMIT	2000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 6
PANIC VALUE	0 - 80
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول CRP در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت D-DIMER

با روش Immunospectrophotometric

HITACHI 717

TEST	D-DIMER
ASSAY CODE	2 - 30 - 50
SAMPLE VOLUME	12 - 12
R1 VOLUME	210 - 100 - NO
R2 VOLUME	70 - 20 - NO
WAVELENGTH	0 - 660
CALIBR. METHOD	3 - 4 - 6
STD. 1 CONC. POS.	0.0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	* - #
STD. 4 CONC. POS.	* - #
STD. 5 CONC. POS.	* - #
STD. 6 CONC. POS.	* - #
SD LIMIT	999
DUPLICATE LIMIT	32000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 0.6
PANIC VALUE	0 - 12
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول D-DIMER در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار D-DIMER در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبره دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت D-DIMER در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Direct Bilirubin

با روش Modified DPD

HITACHI 717

TEST	DB
ASSAY CODE	2 - 24 - 50
SAMPLE VOLUME	20 - 20
R1 VOLUME	240 - 100 - NO
R2 VOLUME	60 - 20 - NO
WAVELENGTH	700 - 546
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0.00 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	1000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 0.3
PANIC VALUE	0 - 15
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول DB در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار DB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبره دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت DB در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Ferritin

با روش Immonoturbidimetric

HITACHI 717

TEST	Ferritin
ASSAY CODE	2 - 30 - 50
SAMPLE VOLUME	30 - 30
R1 VOLUME	240 - 100 - NO
R2 VOLUME	60 - 20 - NO
WAVELENGTH	0- 546
CALIBR. METHOD	3 - 4 - 6
STD. 1 CONC. POS.	0.0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	* - #
STD. 4 CONC. POS.	* - #
STD. 5 CONC. POS.	* - #
STD. 6 CONC. POS.	* - #
SD LIMIT	999
DUPLICATE LIMIT	2000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	10 - 300
PANIC VALUE	0 - 640
INSTRUMENT FACTOR	1

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Ferritin در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Ferritin در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Ferritin در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Glucose

با روش GOD

HITACHI 717

TEST	Glu
ASSAY CODE	1 - 50 - 0
SAMPLE VOLUME	3 - 3
R1 VOLUME	300 - 100 - NO
R2 VOLUME	0 - 20 - NO
WAVELENGTH	700 - 505
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - 1
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	70 - 110
PANIC VALUE	6.25 - 400
INSTRUMENT FACTOR	1.0

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Glucose در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Glucose در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبره شدن دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Glucose در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Hb

Enzymatic با روش

HITACHI 717

TEST	Hb
ASSAY CODE	3point - 17 - 0
SAMPLE VOLUME	16 - 16
R1 VOLUME	240 - 100 - NO
R2 VOLUME	80 - 20 - NO
WAVELENGTH	880 - 480
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	* - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	90 - 310
PANIC VALUE	90 - 310
INSTRUMENT FACTOR	1.0

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول **Hb** در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار **Hb** در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت **Hb** در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت A1C

با روش Enzymatic

HITACHI 717

TEST	A1C
ASSAY CODE	3point - 22 - 50
SAMPLE VOLUME	16 - 16
R1 VOLUME	240 - 100 - NO
R2 VOLUME	80 - 20 - NO
WAVELENGTH	800-660
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	* - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	-9999 - 9999
PANIC VALUE	-9999 - 9999
INSTRUMENT FACTOR	1- 0

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول A1C در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار A1C در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت A1C در آنها با روش فوق جهت تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت HDL

با روش Direct Enzymatic

HITACHI 717

TEST	HDL
ASSAY CODE	2 - 24 - 50
SAMPLE VOLUME	3 - 3
R1 VOLUME	240 - 100 - NO
R2 VOLUME	80 - 20 - NO
WAVELENGTH	700 - 570
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	35 - 80
PANIC VALUE	5 - 160
INSTRUMENT FACTOR	1

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول HDL در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار HDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت HDL در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

کیت Iron

با روش Ferrozine

HITACHI 717

TEST	Iron
ASSAY CODE	2 - 24 - 50
SAMPLE VOLUME	30 - 30
R1 VOLUME	240 - 100 - NO
R2 VOLUME	60 - 20 - NO
WAVELENGTH	0 - 570
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	1000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	50 - 175
PANIC VALUE	5 - 400
INSTRUMENT FACTOR	1

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Iron در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Iron در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Iron در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

HITACHI 717

TEST	LDH
ASSAY CODE	5 - 30 - 42
SAMPLE VOLUME	6 - 6
R1 VOLUME	240 - 100 - NO
R2 VOLUME	60 - 20 - NO
WAVELENGTH	0 - 340
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	300
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	5500 - D
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	230 - 460
PANIC VALUE	10 - 1700
INSTRUMENT FACTOR	1

روش آماده سازی محلول ها :

محلول ها به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارند.

پایداری محلول ها :

پایداری محلول های LDH در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار LDH در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراسیون دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که مقدار LDH در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت LDL

با روش Direct Enzymatic

HITACHI 717

TEST	LDL
ASSAY CODE	2 - 24 - 50
SAMPLE VOLUME	3 - 3
R1 VOLUME	240 - 100 - NO
R2 VOLUME	80 - 20 - NO
WAVELENGTH	700 - 570
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 130
PANIC VALUE	0 - 500
INSTRUMENT FACTOR	1

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول LDL در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت ، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار LDL در آنها باروش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

HITACHI 717

TEST	Mg
ASSAY CODE	1 - 15 - 0
SAMPLE VOLUME	3 - 3
R1 VOLUME	300 - 100 - NO
R2 VOLUME	0 - 20 - NO
WAVELENGTH	700 - 546
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - 1
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	2000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	1.8 - 2.6
PANIC VALUE	0.5 - 10
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Mg در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

HITACHI 717

TEST	Phos
ASSAY CODE	1 - 15 - 0
SAMPLE VOLUME	3 - 3
R1 VOLUME	300 - 100 - NO
R2 VOLUME	0 - 20 - NO
WAVELENGTH	0 - 340
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0.0 - 1
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	2000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	2.6 - 4.5
PANIC VALUE	1.25 - 25
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Phos در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Phos در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Phos در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت TIBC

با روش Colorimetric

HITACHI 717

TEST	TIBC
ASSAY CODE	2 - 24 - 50
SAMPLE VOLUME	18 - 18
R1 VOLUME	250 - 100 - NO
R2 VOLUME	80 - 20 - NO
WAVELENGTH	800 - 660
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	1000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - D
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	250 - 450
PANIC VALUE	85 - 680
INSTRUMENT FACTOR	1

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول TIBC در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر

روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار TIBC در آنها با

روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت TIBC در آنها با روش

فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Total Bilirubin با روش Modified DPD

HITACHI 717

TEST	TB
ASSAY CODE	2 - 24 - 50
SAMPLE VOLUME	7 - 7
R1 VOLUME	240 - 100- NO
R2 VOLUME	60 - 20 - NO
WAVELENGTH	700 - 546
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0.00 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	1000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 1.2
PANIC VALUE	0.1 - 20
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول TB در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار TB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت TB در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Triglycerides

با روش GPO-PAP

HITACHI 717

TEST	TG
ASSAY CODE	1 - 50 - 0
SAMPLE VOLUME	3 - 3
R1 VOLUME	300 - 100 - NO
R2 VOLUME	0 - 20 - NO
WAVELENGTH	700 - 505
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0 - 200
PANIC VALUE	5 - 700
INSTRUMENT FACTOR	1

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Triglycerides در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Triglycerides در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Triglycerides در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Urea

با روش UV

HITACHI 717

TEST	Urea
ASSAY CODE	2 - 30 - 36
SAMPLE VOLUME	3 - 3
R1 VOLUME	240 - 100 - NO
R2 VOLUME	60 - 20 - NO
WAVELENGTH	0 - 340
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - 1
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	8000 - D
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	17 - 43
PANIC VALUE	5 - 160
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Urea در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Urea در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Urea در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

کیت Uric Acid

با روش Toos

HITACHI 717

TEST	U.A
ASSAY CODE	2 - 24 - 50
SAMPLE VOLUME	6 - 6
R1 VOLUME	240 - 100 - NO
R2 VOLUME	60 - 20 - NO
WAVELENGTH	700 - 546
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0.0 - 1
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	500
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	2.3 - 8.2
PANIC VALUE	0.3 - 14.4
INSTRUMENT FACTOR	1.00

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول U.A در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار U.A در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت U.A در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

کیت URINE AND CSF PROTEIN با روش PYROGALLOL RED

HITACHI 717

TEST	U.P
ASSAY CODE	1 - 50 - 0
SAMPLE VOLUME	10 - 10
R1 VOLUME	300 - 100 - NO
R2 VOLUME	0 - 20 - NO
WAVELENGTH	800 - 600
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	2000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	0-12
PANIC VALUE	2-200
INSTRUMENT FACTOR	1

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول U.P در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از کنترل هایی که مقدار U.P در آنها با روش فوق تعیین

شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت U.P در آنها با روش فوق تعیین

شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #

HITACHI 717

TEST	Zn
ASSAY CODE	1 - 25 - 0
SAMPLE VOLUME	19.5 - 19.5
R1 VOLUME	300 - 100 - NO
R2 VOLUME	0 - 20 - NO
WAVELENGTH	700 - 570
CALIBR. METHOD	1 - 0 - 0
STD. 1 CONC. POS.	0 - #
STD. 2 CONC. POS.	* - #
STD. 3 CONC. POS.	0 - 0
STD. 4 CONC. POS.	0 - 0
STD. 5 CONC. POS.	0 - 0
STD. 6 CONC. POS.	0 - 0
SD LIMIT	0.1
DUPLICATE LIMIT	2000
SENSITIVITY LIMIT	0
ABS. LIMIT(INC/DEC)	0 - I
PROZONE LIMIT	0 - L
EXPECTED VALUE	70 - 127
PANIC VALUE	5 - 400
INSTRUMENT FACTOR	1

روش آماده سازی محلول :

محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Zinc در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Zinc در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Zinc در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

غلظت کالیبراتور ها *

جایگاه کالیبراتور ها #