

Contents :

α -Amylase	2
ALK-p.....	3
ALT	4
AST	5
B2M	6
Calcium.....	7
Cholesterol	8
CK-MB	9
Copper.....	10
CPK.....	11
Creatinine	12
CRP	13
D-Dimer.....	14
Direct Bilirubin.....	15
Ferritin	16
Glucose	17
HDL-C	18
Iron	19
LDH	20
LDL-C.....	21
Magnesium.....	22
Phosphorus	23
TIBC.....	24
Total Bilirubin.....	25
Triglycerides	26
Urea	27
Uric Acid	28
Urine Protein.....	29
Zinc	30

PRESTIGE 30i

Data information <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Unit</td> <td>U/L</td> </tr> <tr> <td>Decimals</td> <td>0</td> </tr> </table> Analysys <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Type</td> <td>Rate</td> </tr> <tr> <td>W.Length 1</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>W.Length 2</td> <td>660</td> </tr> <tr> <td>Method</td> <td>CNPG3</td> </tr> </table> Corr <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Slope</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.000 ×+</td> <td>0</td> </tr> </table>		Unit	U/L	Decimals	0	Type	Rate	W.Length 1	405	W.Length 2	660	Method	CNPG3	Slope	1	1.000 ×+	0	Calibration <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Type</td> <td>Linear</td> </tr> </table> Standard <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Blank</td> <td style="width: 33%;">0</td> <td style="width: 33%;">4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>6</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">Low</td> <td style="width: 33%;">High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> </table>	Type	Linear	Blank	0	4	1	#	5	2		6		Low	High	Male	0	100	Female	0	100
Unit	U/L																																					
Decimals	0																																					
Type	Rate																																					
W.Length 1	405																																					
W.Length 2	660																																					
Method	CNPG3																																					
Slope	1																																					
1.000 ×+	0																																					
Type	Linear																																					
Blank	0	4																																				
1	#	5																																				
2		6																																				
	Low	High																																				
Male	0	100																																				
Female	0	100																																				
Aspiration <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kind</td> <td style="width: 33%;"><u>Single</u></td> <td style="width: 33%;">Double</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Volume</td> </tr> <tr> <td>Sample</td> <td colspan="2">6</td> </tr> <tr> <td>REAGENT 1</td> <td colspan="2">300</td> </tr> <tr> <td>REAGENT 2</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Third Mix</td> <td><u>off</u></td> <td>on</td> </tr> <tr> <td>R1 Blank</td> <td><u>water</u></td> <td>R1 -B</td> </tr> </table>	Kind	<u>Single</u>	Double		Volume		Sample	6		REAGENT 1	300		REAGENT 2			Third Mix	<u>off</u>	on	R1 Blank	<u>water</u>	R1 -B	Data process <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Low</td> <td>-0.1</td> </tr> <tr> <td>High</td> <td>3</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main 15</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td></td> </tr> </table> FACTOR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Blank correction</td> <td>1</td> </tr> </table>	Low	-0.1	High	3	Start	End	Main 15	29	Sub		Blank correction	1				
Kind	<u>Single</u>	Double																																				
	Volume																																					
Sample	6																																					
REAGENT 1	300																																					
REAGENT 2																																						
Third Mix	<u>off</u>	on																																				
R1 Blank	<u>water</u>	R1 -B																																				
Low	-0.1																																					
High	3																																					
Start	End																																					
Main 15	29																																					
Sub																																						
Blank correction	1																																					
MONITOR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Level point</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Span</td> <td>3</td> </tr> </table>			Level point	1	Span	3	Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Start</td> <td style="width: 33%;">End</td> <td style="width: 33%;">Limite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Start	End	Limite																												
Level point	1																																					
Span	3																																					
Start	End	Limite																																				

AMYLASE

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول: پایداری محلول Amylase در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می‌توانید از سرم کنترل‌هایی که مقدار Amylase در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه می توانند از کالیبراتورهای که غلظت Amylase در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

PRESTIGE 30i

Data information		Calibration	
Unit	U/L	Type	Linear
Decimals	1		
Analysys			
Type	Rate		
W.Length 1	340		
W.Length 2	405		
Method	IFCC		
Corr			
Slope	1		
1.000 ×+	0		
Standard			
Blank	0	4	
1	#	5	
2		6	
Normal Range			
	Low	High	
Male	0	40	
Female	0	32	
Data process			
		ABS LIMIT	
Low	-0.1		
High	3		
	Start	End	
Main	38	51	
Sub			
FACTOR			
Blank correction	1		
Prozone Check			
	Start	End	Limite
MONITOR			
Level point	1		
Span	3		
ALT			

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول: پایداری محلول ALT در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل های که مقدار ALT در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه می توانند از کالیبراتورهایی که غلظت ALT در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایند.



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

PRESTIGE 30i

Data information	Calibration													
Unit <table><tr><td>$\mu\text{g/L}$</td></tr></table>	$\mu\text{g/L}$	Type <table><tr><td>Logit 1</td></tr></table>	Logit 1											
$\mu\text{g/L}$														
Logit 1														
Decimals <table><tr><td>2</td></tr></table>	2	Standard												
2														
Analysys	<table><tr><td>Blank 0.00</td><td>#</td><td>3</td></tr><tr><td>#</td><td>1</td><td>#</td><td>4</td></tr><tr><td>#</td><td>2</td><td>#</td><td>5</td></tr></table>	Blank 0.00	#	3	#	1	#	4	#	2	#	5		
Blank 0.00	#	3												
#	1	#	4											
#	2	#	5											
Type <table><tr><td>End</td></tr></table>	End	Normal Range												
End														
W.Length 1 <table><tr><td>570</td></tr></table>	570	<table><tr><td></td><td>Low</td><td>High</td></tr><tr><td>Male</td><td>0.8</td><td>2.7</td></tr><tr><td>Female</td><td>0.8</td><td>2.7</td></tr></table>		Low	High	Male	0.8	2.7	Female	0.8	2.7			
570														
	Low	High												
Male	0.8	2.7												
Female	0.8	2.7												
W.Length 2 <table><tr><td></td></tr></table>														
Method <table><tr><td>Immunoturbidimetric</td></tr></table>	Immunoturbidimetric													
Immunoturbidimetric														
Corr														
Slope <table><tr><td>1</td></tr></table>	1													
1														
1.000 $\times$ + <table><tr><td>0</td></tr></table>	0													
0														
Aspiration	Data process ABS LIMIT													
Kind <table><tr><td><u>Singel</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	Low <table><tr><td>-0.1</td></tr></table>	-0.1										
<u>Singel</u>	<u>Double</u>													
-0.1														
Volume <table><tr><td></td></tr></table>		High <table><tr><td>3</td></tr></table>	3											
3														
Sample <table><tr><td>2.5</td></tr></table>	2.5													
2.5														
REAGENT 1 <table><tr><td>200</td></tr></table>	200													
200														
REAGENT 2 <table><tr><td>50</td></tr></table>	50													
50														
Third Mix <table><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table>	<u>off</u>	on												
<u>off</u>	on													
R1 Blank <table><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table>	<u>water</u>	R1-B												
<u>water</u>	R1-B													
MONITOR	FACTOR													
	Blank correction <table><tr><td>1</td></tr></table>	1												
1														
	Prozone Check													
Level point <table><tr><td>1</td></tr></table>	1	<table><tr><td>Start</td><td>End</td><td>Limite</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Start	End	Limite									
1														
Start	End	Limite												
Span <table><tr><td>3</td></tr></table>	3													
3														
B2M														

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول B2M در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>660</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Arsenazo III</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	1	End	660		Arsenazo III	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>8.5</td> <td>10.5</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>8.5</td> <td>10.5</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	8.5	10.5	Female	8.5	10.5			
mg /dl																															
1																															
End																															
660																															
Arsenazo III																															
1																															
0																															
Linear																															
Blank	0	3																													
1	#	4																													
2		5																													
	Low	High																													
Male	8.5	10.5																													
Female	8.5	10.5																													
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>300</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1 -B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	3	300		<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1 -B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> Start End Main <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>24</td><td>26</td></tr></table> Sub <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td><td></td></tr></table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3	24	26			1	Start	End	Limite									
<u>Single</u>	Double																														
3																															
300																															
<u>off</u>	on																														
<u>water</u>	R1 -B																														
1																															
3																															
-0.1																															
3																															
24	26																														
1																															
Start	End	Limite																													
Calcium																															

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Ca در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Ca در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Ca در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Data information		Calibration	
Unit	µg /dl	Type	Linear
Decimals	0		
Analysys		Standard	
Type	End		
W.Length 1	570		
W.Length 2	700		
Method	Paesa		
Corr		Normal Range	
Slope	1		
1.000 ×+	0		
Aspiration		Data process	
Kind	Single Double	ABS LIMIT	
	Volume	Low	-0.1
Sample	15	High	3
REAGENT 1	300		
REAGENT 2			
Third Mix	off on		
R1 Blank	water R1-B		
MONITOR		FACTOR	
Level point	1	Blank correction	1.00
Span	3		
COPPER		Prozone Check	
		Start	End
		Limite	

کالیبراتورها: جهت کالیبره دستگاه می توانند از کالیبراتورهای، که غلظت Copper در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایند.

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>U/L</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Rate</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>340</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Kinetic</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	U/L	0	Rate	340		Kinetic	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>24</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>24</td> <td>175</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	24	195	Female	24	175			
U/L																															
0																															
Rate																															
340																															
Kinetic																															
1																															
0																															
Linear																															
Blank	0	3																													
1	#	4																													
2		5																													
	Low	High																													
Male	24	195																													
Female	24	175																													
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Singel</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table> Volume h Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>8</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>240</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>60</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1 -B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	8	240	60	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1 -B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> Hig <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> Start End Main <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>42</td><td>55</td></tr></table> Sub <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td><td></td></tr></table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3	42	55			1	Start	End	Limite									
<u>Singel</u>	<u>Double</u>																														
8																															
240																															
60																															
<u>off</u>	on																														
<u>water</u>	R1 -B																														
1																															
3																															
-0.1																															
3																															
42	55																														
1																															
Start	End	Limite																													
CPK																															

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول CPK در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CPK در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CPK در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>2</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Rate</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>505</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>660</td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Jaffe</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1.0</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	2	Rate	505	660	Jaffe	1.0	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>0.7</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>0.6</td> <td>1.3</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	0.7	1.4	Female	0.6	1.3															
mg /dl																																											
2																																											
Rate																																											
505																																											
660																																											
Jaffe																																											
1.0																																											
0																																											
Linear																																											
Blank	0	3																																									
1	#	4																																									
2		5																																									
	Low	High																																									
Male	0.7	1.4																																									
Female	0.6	1.3																																									
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Singel</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table> Volume <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Sample</td><td>30</td></tr> <tr><td>REAGENT 1</td><td>150</td></tr> <tr><td>REAGENT 2</td><td>150</td></tr> </table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	Sample	30	REAGENT 1	150	REAGENT 2	150	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>36</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	36	44	Sub			1		Start	End	Limite												
<u>Singel</u>	<u>Double</u>																																										
Sample	30																																										
REAGENT 1	150																																										
REAGENT 2	150																																										
<u>off</u>	on																																										
<u>water</u>	R1-B																																										
1																																											
3																																											
-0.1																																											
3																																											
	Start	End																																									
Main	36	44																																									
Sub																																											
1																																											
	Start	End	Limite																																								
Creatinine																																											

روش آماده سازی محلول: محلول بصورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول: پایداری محلول Creat در دمای اتاق تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
 کنترل ها: جهت کنترل صحت می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Creat در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتور ها: جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Creat در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /L</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>600</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Immunoturbidimetric</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /L	1	End	600		Immunoturbidimetric	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Spline</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> <td>#</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> </table>	Spline	Blank	0	3	#	1	#	4	#	2		5	#		Low	High	Male	0	6	Female	0	6					
mg /L																																				
1																																				
End																																				
600																																				
Immunoturbidimetric																																				
1																																				
0																																				
Spline																																				
Blank	0	3	#																																	
1	#	4	#																																	
2		5	#																																	
	Low	High																																		
Male	0	6																																		
Female	0	6																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Singel</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>2.5</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>260</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>60</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	2.5	260	60	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>52</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>38</td> <td>40</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	52	54	Sub	38	40	1	Start	End	Limite									
<u>Singel</u>	<u>Double</u>																																			
2.5																																				
260																																				
60																																				
<u>off</u>	on																																			
<u>water</u>	R1-B																																			
1																																				
3																																				
-0.1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	52	54																																		
Sub	38	40																																		
1																																				
Start	End	Limite																																		
CRP																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول CRP در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Data information		Calibration													
Unit	µg /ml	Type	Logit 1												
Decimals	2														
Analysys		Standard													
Type	End	<table><tr><td>Blank</td><td>0</td><td>3</td><td>CAL/4</td></tr><tr><td>1</td><td>CAL/16</td><td>4</td><td>CAL/2</td></tr><tr><td>2</td><td>CAL/8</td><td>5</td><td>CAL</td></tr></table>		Blank	0	3	CAL/4	1	CAL/16	4	CAL/2	2	CAL/8	5	CAL
Blank	0	3	CAL/4												
1	CAL/16	4	CAL/2												
2	CAL/8	5	CAL												
W.Length 1	660														
W.Length 2															
Method	Immunoturbidimetric														
Corr		Normal Range													
Slope	1	<table><tr><td></td><td>Low</td><td>High</td></tr><tr><td>Male</td><td> 0 </td><td> 0.6 </td></tr><tr><td>Female</td><td> 0 </td><td> 0.6 </td></tr></table>			Low	High	Male	0	0.6	Female	0	0.6			
	Low	High													
Male	0	0.6													
Female	0	0.6													
1.000 ×+	0														
Aspiration		Data process													
Kind	<table><tr><td> Single </td><td> Double </td></tr></table>	Single	Double	ABS LIMIT											
Single	Double														
	Volume	<table><tr><td>Low</td><td> -0.1 </td></tr><tr><td>High</td><td> 3 </td></tr></table>		Low	-0.1	High	3								
Low	-0.1														
High	3														
Sample	12														
REAGENT 1	210														
REAGENT 2	70														
Third Mix	<table><tr><td> off </td><td> on </td></tr></table>	off	on												
off	on														
R1 Blank	<table><tr><td> water </td><td> R1-B </td></tr></table>	water	R1-B												
water	R1-B														
MONITOR		FACTOR													
Level point	1	Blank correction 1													
Span	3														
D-DIMER		Prozone Check													
		<table><tr><td> Start </td><td> End </td><td> Limite </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		Start	End	Limite									
Start	End	Limite													

کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه، می توانند از کالیبراتورهایی که غلظت D-DIMER در آنها با دوش فوق تعیین شده است استفاده نمایند.



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1"><tr><td>2</td></tr></table> Analysys Type <table border="1"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1"><tr><td>546</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1"><tr><td>700</td></tr></table> Method <table border="1"><tr><td>DPD</td></tr></table> Corr Slope <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	2	End	546	700	DPD	1	0	Calibration Type <table border="1"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1"><tr><td>Blank</td><td>3</td></tr><tr><td>1 #</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td></tr></table> Normal Range <table border="1"><tr><td></td><td>Low</td><td>High</td></tr><tr><td>Male</td><td>0</td><td>0.3</td></tr><tr><td>Female</td><td>0</td><td>0.3</td></tr></table>	Linear	Blank	3	1 #	4	2	5		Low	High	Male	0	0.3	Female	0	0.3												
mg /dl																																					
2																																					
End																																					
546																																					
700																																					
DPD																																					
1																																					
0																																					
Linear																																					
Blank	3																																				
1 #	4																																				
2	5																																				
	Low	High																																			
Male	0	0.3																																			
Female	0	0.3																																			
Aspiration Kind <table border="1"><tr><td><u>Singel</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table> Volume <table border="1"><tr><td>30</td></tr></table> Sample <table border="1"><tr><td>240</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1"><tr><td>60</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table border="1"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	30	240	60		<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1"><tr><td></td><td>Start</td><td>End</td></tr><tr><td>Main</td><td>53</td><td>54</td></tr><tr><td>Sub</td><td>28</td><td>30</td></tr></table> FACTOR Blank correction <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1"><tr><td>Start</td><td>End</td><td>Limite</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	-0.1	3		Start	End	Main	53	54	Sub	28	30	1	Start	End	Limite									
<u>Singel</u>	<u>Double</u>																																				
30																																					
240																																					
60																																					
<u>off</u>	on																																				
<u>water</u>	R1-B																																				
1																																					
3																																					
-0.1																																					
3																																					
	Start	End																																			
Main	53	54																																			
Sub	28	30																																			
1																																					
Start	End	Limite																																			
D.B																																					

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول D.B در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار D.B در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت D.B در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">μg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">570</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">0</td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Ferrozine</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">0</td></tr></table>	μg /dl	0	End	570	0	Ferrozine	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1 #</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>65</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>50</td> <td>170</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1 #		4	2		5		Low	High	Male	65	175	Female	50	170								
μg /dl																																				
0																																				
End																																				
570																																				
0																																				
Ferrozine																																				
1																																				
0																																				
Linear																																				
Blank	0	3																																		
1 #		4																																		
2		5																																		
	Low	High																																		
Male	65	175																																		
Female	50	170																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Singel</td><td style="text-align: center;"><u>Double</u></td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">30</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">240</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">60</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><u>off</u></td><td style="text-align: center;">on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><u>water</u></td><td style="text-align: center;">R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">3</td></tr></table>	Singel	<u>Double</u>	30	240	60	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">-1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>52</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>28</td> <td>30</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-1	3		Start	End	Main	52	54	Sub	28	30	1	Start	End	Limite									
Singel	<u>Double</u>																																			
30																																				
240																																				
60																																				
<u>off</u>	on																																			
<u>water</u>	R1-B																																			
1																																				
3																																				
-1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	52	54																																		
Sub	28	30																																		
1																																				
Start	End	Limite																																		
Iron																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Iron در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Iron در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Iron در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 30i

Data information		Calibration	
Unit	mg /dl	Type	Linear
Decimals	0		
Analysys			
Type	End		
W.Length 1	570		
W.Length 2	700		
Method	Enzymatic		
Corr			
Slope	1		
1.000 ×+	0		
Standard			
	Blank	0	3
	1	#	4
	2		5
Normal Range			
	Low	High	
Male	0	130	
Female	0	130	
Aspiration		Data process	
Kind	Singel Double	ABS LIMIT	
	Volume	Low	-0.1
		High	3
Sample	3		
REAGENT 1	240	Start	End
REAGENT 2	80	Main	52
		Sub	28
Third Mix	off on		54
R1 Blank	water R1-B		30
MONITOR		FACTOR	
Level point	1	Blank correction	1
Span	3		
LDL		Prozone Check	
		Start	End
		Limite	

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول: پایداری محلول LDL در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل های که مقدار LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه می توانند از کالیبراتورهای که غلظت LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایند .

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>2</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>546</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>700</td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Xylidyl Blue</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	2	End	546	700	Xylidyl Blue	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>1.8</td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>1.9</td> <td>2.5</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	1.8	2.6	Female	1.9	2.5			
mg /dl																															
2																															
End																															
546																															
700																															
Xylidyl Blue																															
1																															
0																															
Linear																															
Blank	0	3																													
1	#	4																													
2		5																													
	Low	High																													
Male	1.8	2.6																													
Female	1.9	2.5																													
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>300</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1 -B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	3	300		<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1 -B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> Start End Main <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>24</td><td>26</td></tr></table> Sub <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td><td></td></tr></table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3	24	26			1	Start	End	Limite									
<u>Single</u>	Double																														
3																															
300																															
<u>off</u>	on																														
<u>water</u>	R1 -B																														
1																															
3																															
-0.1																															
3																															
24	26																														
1																															
Start	End	Limite																													
Magnesium																															

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Mg در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>340</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Uv</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	1	End	340		Uv	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>2.6</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>2.6</td> <td>4.5</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	2.6	4.5	Female	2.6	4.5			
mg /dl																															
1																															
End																															
340																															
Uv																															
1																															
0																															
Linear																															
Blank	0	3																													
1	#	4																													
2		5																													
	Low	High																													
Male	2.6	4.5																													
Female	2.6	4.5																													
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>300</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1 -B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	3	300		<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1 -B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> Start End Main <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>24</td><td>26</td></tr></table> Sub <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td><td></td></tr></table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3	24	26			1	Start	End	Limite									
<u>Single</u>	Double																														
3																															
300																															
<u>off</u>	on																														
<u>water</u>	R1 -B																														
1																															
3																															
-0.1																															
3																															
24	26																														
1																															
Start	End	Limite																													
Phosphorus																															

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Phos در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Phos در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Phos در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">μg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">660</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">800</td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Colorimetric</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">0</td></tr></table>	μg /dl	0	End	660	800	Colorimetric	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>250</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>250</td> <td>450</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	250	450	Female	250	450								
μg /dl																																				
0																																				
End																																				
660																																				
800																																				
Colorimetric																																				
1																																				
0																																				
Linear																																				
Blank	0	3																																		
1	#	4																																		
2		5																																		
	Low	High																																		
Male	250	450																																		
Female	250	450																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr> <td style="text-align: center;"><u>Singel</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Double</u></td> </tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">18</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">250</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">80</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr> <td style="text-align: center;"><u>off</u></td> <td style="text-align: center;">on</td> </tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr> <td style="text-align: center;">Water</td> <td style="text-align: center;">R1 - B</td> </tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">3</td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	18	250	80	<u>off</u>	on	Water	R1 - B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>52</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>28</td> <td>30</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	52	54	Sub	28	30	1	Start	End	Limite									
<u>Singel</u>	<u>Double</u>																																			
18																																				
250																																				
80																																				
<u>off</u>	on																																			
Water	R1 - B																																			
1																																				
3																																				
-0.1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	52	54																																		
Sub	28	30																																		
1																																				
Start	End	Limite																																		
TIBC																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول TIBC در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>505</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>700</td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Gpo-pap</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	0	End	505	700	Gpo-pap	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1 #</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>0</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>0</td> <td>200</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1 #		4	2		5		Low	High	Male	0	200	Female	0	200								
mg /dl																																				
0																																				
End																																				
505																																				
700																																				
Gpo-pap																																				
1																																				
0																																				
Linear																																				
Blank	0	3																																		
1 #		4																																		
2		5																																		
	Low	High																																		
Male	0	200																																		
Female	0	200																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>300</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>water</td><td><u>R1-B</u></td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	3	300	0	<u>off</u>	on	water	<u>R1-B</u>	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>52</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	52	54	Sub	0	0	1	Start	End	Limite									
<u>Single</u>	Double																																			
3																																				
300																																				
0																																				
<u>off</u>	on																																			
water	<u>R1-B</u>																																			
1																																				
3																																				
-0.1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	52	54																																		
Sub	0	0																																		
1																																				
Start	End	Limite																																		
TG																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول TG در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار TG در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت TG در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Rate</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>340</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>UV</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1.0</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	0	Rate	340		UV	1.0	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>17</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>17</td> <td>43</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	17	43	Female	17	43			
mg /dl																															
0																															
Rate																															
340																															
UV																															
1.0																															
0																															
Linear																															
Blank	0	3																													
1	#	4																													
2		5																													
	Low	High																													
Male	17	43																													
Female	17	43																													
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Singel</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>240</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>60</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	3	240	60	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> Start End Main <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>36</td><td>44</td></tr></table> Sub <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td><td></td></tr></table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3	36	44			1	Start	End	Limite									
<u>Singel</u>	<u>Double</u>																														
3																															
240																															
60																															
<u>off</u>	on																														
<u>water</u>	R1-B																														
1																															
3																															
-0.1																															
3																															
36	44																														
1																															
Start	End	Limite																													
Urea																															

روش آماده سازی محلول: محلول بصورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول: پایداری محلول Urea در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها: جهت کنترل صحت میتوانید از سرم کنترل هایی که مقدار Urea در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها: جهت کالیبره دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Urea در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>546</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>700</td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>TOOS</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	1	End	546	700	TOOS	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>3.6</td> <td>8.2</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>2.3</td> <td>6.1</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	3.6	8.2	Female	2.3	6.1						
mg /dl																																		
1																																		
End																																		
546																																		
700																																		
TOOS																																		
1																																		
0																																		
Linear																																		
Blank	0	3																																
1	#	4																																
2		5																																
	Low	High																																
Male	3.6	8.2																																
Female	2.3	6.1																																
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Singel</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table> Volume <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>6</td></tr></table> Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>240</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>60</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	6	240	60		<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> Start End <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Main</td> <td>52</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>28</td> <td>30</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3	Main	52	54	Sub	28	30	1	Start	End	Limite									
<u>Singel</u>	<u>Double</u>																																	
6																																		
240																																		
60																																		
<u>off</u>	on																																	
<u>water</u>	R1-B																																	
1																																		
3																																		
-0.1																																		
3																																		
Main	52	54																																
Sub	28	30																																
1																																		
Start	End	Limite																																
Uric Acid																																		

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول U.A در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار U.A در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت U.A در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>570</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Pyrogallol red</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	0	End	570		Pyrogallol red	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>0</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>0</td> <td>12</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	0	12	Female	0	12			
mg /dl																															
0																															
End																															
570																															
Pyrogallol red																															
1																															
0																															
Linear																															
Blank	0	3																													
1	#	4																													
2		5																													
	Low	High																													
Male	0	12																													
Female	0	12																													
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>10</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>300</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	10	300		<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> Start End Main <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>52</td><td>54</td></tr></table> Sub <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td><td></td></tr></table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3	52	54			1	Start	End	Limite									
<u>Single</u>	Double																														
10																															
300																															
<u>off</u>	on																														
<u>water</u>	R1-B																														
1																															
3																															
-0.1																															
3																															
52	54																														
1																															
Start	End	Limite																													
U.P																															

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول U.P در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از کنترل هایی که مقدار U.P در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت U.P در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 30i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>μg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>570</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>700</td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Paps</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	μg /dl	0	End	570	700	Paps	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>70</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>70</td> <td>114</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	70	127	Female	70	114								
μg /dl																																				
0																																				
End																																				
570																																				
700																																				
Paps																																				
1																																				
0																																				
Linear																																				
Blank	0	3																																		
1	#	4																																		
2		5																																		
	Low	High																																		
Male	70	127																																		
Female	70	114																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>19.5</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>300</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on4</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	19.5	300		<u>off</u>	on4	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>24</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>End</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	24	26	Sub			1	Start	End	Limite									
<u>Single</u>	Double																																			
19.5																																				
300																																				
<u>off</u>	on4																																			
<u>water</u>	R1-B																																			
1																																				
3																																				
-0.1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	24	26																																		
Sub																																				
1																																				
Start	End	Limite																																		
Zinc																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Zn در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Zn در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Zn در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .