

Contents :

α -Amylase	2
ALK-p.....	3
ALT	4
AST	5
B2M	6
Calcium.....	7
Cholesterol	8
CK-MB	9
Copper.....	10
CPK.....	11
Creatinine	12
CRP	13
D-Dimer.....	14
Direct Bilirubin.....	15
Ferritin	16
Glucose	17
HDL-C	18
Iron	19
LDH	20
LDL-C.....	21
Magnesium.....	22
Phosphorus	23
TIBC.....	24
Total Bilirubin.....	25
Triglycerides	26
Urea	27
Uric Acid	28
Urine Protein.....	29
Zinc	30

PRESTIGE 50i

Data information Unit U/L Decimals 0 Analysys Type RATE W.Length 1 450 W.Length 2 Method DGKC Corr Slope 1 1.000 ×+ 0	Calibration Type Linear Standard 1* 4 2 5 3 6 Normal Range Male Low 98 High 279 Female 98 279
Aspiration Kind Singel Double Volume Sample 4 REAGENT 1 160 REAGENT 2 40 Third Mix off on R1 Blank water R1-B MONITOR Level point 1 Span 3	Data process ABS LIMIT Low -0.1 High 3 Main Start 45 End 69 Sub FACTOR Blank correction 1 Prozone Check Start END Limite
ALP	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول ALP در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد تا تاریخ مندرج بر روی وبال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل های که مقدار ALP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهای که غلظت ALP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>U/L</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>RATE</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>340</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>450</td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>IFCC</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	U/L	1	RATE	340	450	IFCC	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>3</td><td>6</td></tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td></td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td></td> <td>31</td> </tr> </table>	Linear	1	4	2	5	3	6		Low	High	Male		38	Female		31											
U/L																																				
1																																				
RATE																																				
340																																				
450																																				
IFCC																																				
1																																				
0																																				
Linear																																				
1	4																																			
2	5																																			
3	6																																			
	Low	High																																		
Male		38																																		
Female		31																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Singel</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>20</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>160</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>40</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	20	160	40	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>45</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>END</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	45	69	Sub			1	Start	END	Limite									
<u>Singel</u>	<u>Double</u>																																			
20																																				
160																																				
40																																				
<u>off</u>	on																																			
<u>water</u>	R1-B																																			
1																																				
3																																				
-0.1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	45	69																																		
Sub																																				
1																																				
Start	END	Limite																																		
AST																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول AST در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار AST در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت AST در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

PRESTIGE 50i

Data information UnitMType <table border="1"><tr><td>mg /L</td></tr></table> Decimals <table border="1"><tr><td>2</td></tr></table> Analysys Type <table border="1"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1"><tr><td>570</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1"><tr><td>800</td></tr></table> Method <table border="1"><tr><td>I . T</td></tr></table> Corr Slope <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /L	2	End	570	800	I . T	1	0	Calibration <table border="1"><tr><td>Logit 1</td></tr></table> Standard <table border="1"> <tr><td>Blank</td><td>0</td><td>3</td><td>CAL/4</td></tr> <tr><td>1</td><td>CAL/16</td><td>4</td><td>CAL/2</td></tr> <tr><td>2</td><td>CAL/8</td><td>5</td><td>CAL</td></tr> </table> Normal Range <table border="1"> <tr><td></td><td>Low</td><td>High</td></tr> <tr><td>Male</td><td>0.8</td><td>2.7</td></tr> <tr><td>Female</td><td>0.8</td><td>2.7</td></tr> </table>	Logit 1	Blank	0	3	CAL/4	1	CAL/16	4	CAL/2	2	CAL/8	5	CAL		Low	High	Male	0.8	2.7	Female	0.8	2.7										
mg /L																																									
2																																									
End																																									
570																																									
800																																									
I . T																																									
1																																									
0																																									
Logit 1																																									
Blank	0	3	CAL/4																																						
1	CAL/16	4	CAL/2																																						
2	CAL/8	5	CAL																																						
	Low	High																																							
Male	0.8	2.7																																							
Female	0.8	2.7																																							
Aspiration Kind <table border="1"><tr><td><u>Single</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table> Volume <table border="1"><tr><td>2.5</td></tr></table> Sample <table border="1"><tr><td>200</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1"><tr><td>50</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table border="1"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	<u>Double</u>	2.5	200	50		<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1"> <tr><td></td><td>Start</td><td>End</td></tr> <tr><td>Main</td><td>74</td><td>75</td></tr> <tr><td>Sub</td><td>45</td><td>46</td></tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1"> <tr><td></td><td>Start</td><td>END</td><td>Limite</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	74	75	Sub	45	46	1		Start	END	Limite												
<u>Single</u>	<u>Double</u>																																								
2.5																																									
200																																									
50																																									
<u>off</u>	on																																								
<u>water</u>	R1-B																																								
1																																									
3																																									
-0.1																																									
3																																									
	Start	End																																							
Main	74	75																																							
Sub	45	46																																							
1																																									
	Start	END	Limite																																						
B2M																																									

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول B2M در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Takhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table><tr><td>2</td></tr></table> Analysys Type <table><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table><tr><td>660</td></tr></table> W.Length 2 <table><tr><td></td></tr></table> Method <table><tr><td>Arsenazo III</td></tr></table> Corr Low Slope <table><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	2	End	660		Arsenazo III	1	0	Calibration Type <table><tr><td>LINEAR</td></tr></table> Standard <table><tr><td>Blank</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>#</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>5</td></tr></table> Normal Range <table><tr><td></td><td>High</td></tr><tr><td>Male</td><td><table><tr><td>8.5</td><td>10.5</td></tr></table></td></tr><tr><td>Female</td><td><table><tr><td>8.5</td><td>10.5</td></tr></table></td></tr></table>	LINEAR	Blank	0	3	1	#	4	2		5		High	Male	<table><tr><td>8.5</td><td>10.5</td></tr></table>	8.5	10.5	Female	<table><tr><td>8.5</td><td>10.5</td></tr></table>	8.5	10.5								
mg /dl																																					
2																																					
End																																					
660																																					
Arsenazo III																																					
1																																					
0																																					
LINEAR																																					
Blank	0	3																																			
1	#	4																																			
2		5																																			
	High																																				
Male	<table><tr><td>8.5</td><td>10.5</td></tr></table>	8.5	10.5																																		
8.5	10.5																																				
Female	<table><tr><td>8.5</td><td>10.5</td></tr></table>	8.5	10.5																																		
8.5	10.5																																				
Aspiration Kind <table><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume <table><tr><td>2</td></tr></table> Sample <table><tr><td>200</td></tr></table> REAGENT 1 <table><tr><td></td></tr></table> REAGENT 2 <table><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table><tr><td>1</td></tr></table> Span <table><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	2	200			<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table><tr><td>3</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>Start</td><td>End</td></tr><tr><td>Main</td><td>32</td><td>33</td></tr><tr><td>Sub</td><td></td><td></td></tr></table> FACTOR Blank correction <table><tr><td>1.00</td></tr></table> Prozone Check <table><tr><td>Start</td><td>END</td><td>Limite</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	-0.1	3		Start	End	Main	32	33	Sub			1.00	Start	END	Limite									
<u>Single</u>	Double																																				
2																																					
200																																					
<u>off</u>	on																																				
<u>water</u>	R1-B																																				
1																																					
3																																					
-0.1																																					
3																																					
	Start	End																																			
Main	32	33																																			
Sub																																					
1.00																																					
Start	END	Limite																																			

Calcium

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Ca در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Calcium در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Calcium در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>505</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>CHOD</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	0	End	505		CHOD	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>0</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>0</td> <td>200</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	0	200	Female	0	200								
mg /dl																																				
0																																				
End																																				
505																																				
CHOD																																				
1																																				
0																																				
Linear																																				
Blank	0	3																																		
1	#	4																																		
2		5																																		
	Low	High																																		
Male	0	200																																		
Female	0	200																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>2</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>200</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>water</td><td><u>R1-B</u></td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	2	200	0	<u>off</u>	on	water	<u>R1-B</u>	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>74</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>END</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	74	75	Sub	0	0	1	Start	END	Limite									
<u>Single</u>	Double																																			
2																																				
200																																				
0																																				
<u>off</u>	on																																			
water	<u>R1-B</u>																																			
1																																				
3																																				
-0.1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	74	75																																		
Sub	0	0																																		
1																																				
Start	END	Limite																																		
Cholesterol																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Chol در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Chol در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Chol در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>U/L</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>RATE</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>340</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>DGKC</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	U/L	0	RATE	340		DGKC	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>0</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>0</td> <td>24</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	0	24	Female	0	24			
U/L																															
0																															
RATE																															
340																															
DGKC																															
1																															
0																															
Linear																															
Blank	0	3																													
1	#	4																													
2		5																													
	Low	High																													
Male	0	24																													
Female	0	24																													
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Singel</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>8</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>160</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>40</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	8	160	40	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> Start End Main <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>50</td><td>75</td></tr></table> Sub <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td><td></td></tr></table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>END</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3	50	75			1	Start	END	Limite									
<u>Singel</u>	<u>Double</u>																														
8																															
160																															
40																															
<u>off</u>	on																														
<u>water</u>	R1-B																														
1																															
3																															
-0.1																															
3																															
50	75																														
1																															
Start	END	Limite																													
CK-MB																															

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول CK-MB در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CK-MB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CK-MB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table><tr><td>$\mu\text{g} / \text{dl}$</td></tr></table> Decimals <table><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table><tr><td>570</td></tr></table> W.Length 2 <table><tr><td></td></tr></table> Method <table><tr><td>PAESA</td></tr></table> Corr Slope <table><tr><td>INTER</td></tr></table> 1.000 $\times +$ <table><tr><td>0</td></tr></table>	$\mu\text{g} / \text{dl}$	0	End	570		PAESA	INTER	0	Calibration Type <table><tr><td>LINEAR</td></tr></table> Standard <table><tr><td>Blank</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>#</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>5</td></tr></table> Normal Range <table><tr><td></td><td>Low</td><td>High</td></tr><tr><td>Male</td><td>70</td><td>140</td></tr><tr><td>Female</td><td>80</td><td>155</td></tr></table>	LINEAR	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	70	140	Female	80	155									
$\mu\text{g} / \text{dl}$																																					
0																																					
End																																					
570																																					
PAESA																																					
INTER																																					
0																																					
LINEAR																																					
Blank	0	3																																			
1	#	4																																			
2		5																																			
	Low	High																																			
Male	70	140																																			
Female	80	155																																			
Aspiration Kind <table><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume <table><tr><td>10</td></tr></table> Sample <table><tr><td>200</td></tr></table> REAGENT 1 <table><tr><td></td></tr></table> REAGENT 2 <table><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table><tr><td>1</td></tr></table> Span <table><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	10	200			<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table><tr><td>3</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>Start</td><td>End</td></tr><tr><td>Main</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>Sub</td><td></td><td></td></tr></table> FACTOR Blank correction <table><tr><td>1.00</td></tr></table> Prozone Check <table><tr><td>Start</td><td>END</td><td>Limite</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	-0.1	3		Start	End	Main	29	30	Sub			1.00	Start	END	Limite									
<u>Single</u>	Double																																				
10																																					
200																																					
<u>off</u>	on																																				
<u>water</u>	R1-B																																				
1																																					
3																																					
-0.1																																					
3																																					
	Start	End																																			
Main	29	30																																			
Sub																																					
1.00																																					
Start	END	Limite																																			
COPPER																																					

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Copper در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Copper در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Copper در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information		Calibration	
Unit	U/L	Type	Linear
Decimals	0		
Analysys		Standard	
Type	RATE		
W.Length 1	340		
W.Length 2			
Method	Kinetic		
Corr		Normal Range	
Slope	1		
1.000 ×+	0		
Aspiration		Data process	
Kind	<u>Singel</u> <u>Double</u>	ABS LIMIT	
	Volume	Low	-0.1
Sample	6	High	3
REAGENT 1	160		
REAGENT 2	40		
Third Mix	<u>off</u> on		
R1 Blank	<u>water</u> R1-B		
MONITOR		FACTOR	
Level point	1	Blank correction	
Span	3	1	
CPK		Prozone Check	
		Start	END
		Limite	

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول: پایداری محلول CPK در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد تا تاریخ مندرج بر روی وبال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل های که مقدار CPK در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه می توان از کالیبراتورهایی که غلظت CPK در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمود.

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>RATE</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>505</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Jaffe</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	0	RATE	505		Jaffe	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>0.7</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>0.6</td> <td>1.3</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	0.7	1.4	Female	0.6	1.3											
mg /dl																																							
0																																							
RATE																																							
505																																							
Jaffe																																							
1																																							
0																																							
Linear																																							
Blank	0	3																																					
1	#	4																																					
2		5																																					
	Low	High																																					
Male	0.7	1.4																																					
Female	0.6	1.3																																					
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Singel</td><td>Double</td></tr></table> Volume <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>20</td></tr></table> Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>120</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>120</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>120</td></tr></table> Sub <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td><td></td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>off</td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>water</td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	Singel	Double	20	120	120	120			off	on	water	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>41</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>END</td> <td>Limite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	41	56				1	Start	END	Limite									
Singel	Double																																						
20																																							
120																																							
120																																							
120																																							
off	on																																						
water	R1-B																																						
1																																							
3																																							
-0.1																																							
3																																							
	Start	End																																					
Main	41	56																																					
1																																							
Start	END	Limite																																					
Creatinine																																							

روش آماده سازی محلول: محلول بصورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
 پایداری محلول: پایداری محلول Creat در دمای اتاق تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
 کنترل ها: جهت کنترل صحت می‌توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Creat در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
 کالیبراتورها: جهت کالیبره‌دستگاه می‌توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Creat در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید.

PRESTIGE 50i

Data information		Calibration	
Unit	mg /L	Type	SPLINE
Decimals	1		
Analysys			
Type	End		
W.Length 1	600		
W.Length 2			
Method	I.T		
Standard			
	Blank	0	3
	1	#	4
	2		5
Normal Range			
	Low	High	
Male	0	6	
Female	0	6	
Corr			
Slope	1		
1.000 ×+	0		
Aspiration			
Kind	Singel	<u>Double</u>	
	Volume		
Sample	2		
REAGENT 1	180		
REAGENT 2	40		
Third Mix	<u>off</u>	on	
R1 Blank	<u>water</u>	R1-B	
MONITOR			
Level point	1		
Span	3		
CRP			
Data process		ABS LIMIT	
Low	-0.1		
High	3		
	Start	End	
Main	74	75	
Sub	46	47	
FACTOR			
Blank correction	1		
Prozone Check			
	Start	END	Limite

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول: پایداری محلول، CRP در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد تا تاریخ مندرج بر روی وبال ها می باشد.

کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل های که مقدار CRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه می‌توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.



Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

PRESTIGE 50i

Data information	Calibration													
Unit <table border="1"><tr><td>$\mu\text{g/ml}$</td></tr></table>	$\mu\text{g/ml}$	Type <table border="1"><tr><td>Logit 1</td></tr></table>	Logit 1											
$\mu\text{g/ml}$														
Logit 1														
Decimals <table border="1"><tr><td>2</td></tr></table>	2	Standard												
2														
Analysys	<table border="1"><tr><td>Blank</td><td>0</td><td>3</td><td>CAL/4</td></tr><tr><td>1</td><td>CAL/16</td><td>4</td><td>CAL/2</td></tr><tr><td>2</td><td>CAL/8</td><td>5</td><td>CAL</td></tr></table>	Blank	0	3	CAL/4	1	CAL/16	4	CAL/2	2	CAL/8	5	CAL	
Blank	0	3	CAL/4											
1	CAL/16	4	CAL/2											
2	CAL/8	5	CAL											
Type <table border="1"><tr><td>End</td></tr></table>	End	Normal Range												
End														
W.Length 1 <table border="1"><tr><td>660</td></tr></table>	660	<table border="1"><tr><td></td><td>Low</td><td>High</td></tr><tr><td>Male</td><td>0</td><td>0.6</td></tr><tr><td>Female</td><td>0</td><td>0.6</td></tr></table>		Low	High	Male	0	0.6	Female	0	0.6			
660														
	Low	High												
Male	0	0.6												
Female	0	0.6												
W.Length 2 <table border="1"><tr><td>0</td></tr></table>	0													
0														
Method <table border="1"><tr><td>I . T</td></tr></table>	I . T													
I . T														
Corr														
Slope <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1													
1														
1.000 $\times$ + <table border="1"><tr><td>0</td></tr></table>	0													
0														
Aspiration	Data process ABS LIMIT													
Kind <table border="1"><tr><td><u>Single</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table>	<u>Single</u>	<u>Double</u>	Low <table border="1"><tr><td>-0.1</td></tr></table>	-0.1										
<u>Single</u>	<u>Double</u>													
-0.1														
Volume	High <table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	3												
3														
Sample <table border="1"><tr><td>12</td></tr></table>	12													
12														
REAGENT 1 <table border="1"><tr><td>210</td></tr></table>	210													
210														
REAGENT 2 <table border="1"><tr><td>70</td></tr></table>	70													
70														
	Start End													
Third Mix <table border="1"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table>	<u>off</u>	on	Main <table border="1"><tr><td>74</td><td>75</td></tr></table>	74	75									
<u>off</u>	on													
74	75													
R1 Blank <table border="1"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table>	<u>water</u>	R1-B	Sub <table border="1"><tr><td>46</td><td>47</td></tr></table>	46	47									
<u>water</u>	R1-B													
46	47													
MONITOR	FACTOR													
	Blank correction <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1												
1														
Level point <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1	Prozone Check												
1														
Span <table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	3	<table border="1"><tr><td>Start</td><td>END</td><td>Limite</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Start	END	Limite									
3														
Start	END	Limite												
D-DIMER														

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول D-DIMER در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار D-DIMER در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت D-DIMER در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>2</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>546</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>700</td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>DPD</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	2	End	546	700	DPD	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>0</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>0</td> <td>0.3</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	0	0.3	Female	0	0.3								
mg /dl																																				
2																																				
End																																				
546																																				
700																																				
DPD																																				
1																																				
0																																				
Linear																																				
Blank	0	3																																		
1	#	4																																		
2		5																																		
	Low	High																																		
Male	0	0.3																																		
Female	0	0.3																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Singel</td><td>Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>20</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>160</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>40</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>off</td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>water</td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	Singel	Double	20	160	40	off	on	water	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>74</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>34</td> <td>35</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>END</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	74	75	Sub	34	35	1	Start	END	Limite									
Singel	Double																																			
20																																				
160																																				
40																																				
off	on																																			
water	R1-B																																			
1																																				
3																																				
-0.1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	74	75																																		
Sub	34	35																																		
1																																				
Start	END	Limite																																		
D.B																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول D.B در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار D.B در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت D.B در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">μg / L</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">546</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"> </td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">I.T</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">0</td></tr></table>	μg / L	0	End	546		I.T	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Splin</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>#</td> <td>5</td> <td>#</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>20</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>10</td> <td>110</td> </tr> </table>	Splin	Blank	0	3	#	1	#	4	#	2	#	5	#		Low	High	Male	20	300	Female	10	110								
μg / L																																							
0																																							
End																																							
546																																							
I.T																																							
1																																							
0																																							
Splin																																							
Blank	0	3	#																																				
1	#	4	#																																				
2	#	5	#																																				
	Low	High																																					
Male	20	300																																					
Female	10	110																																					
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><u>Single</u></td><td style="text-align: center;"><u>Double</u></td></tr></table> Volume <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Sample</td><td style="text-align: center;">20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">REAGENT 1</td><td style="text-align: center;">160</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">REAGENT 2</td><td style="text-align: center;">40</td></tr> </table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><u>off</u></td><td style="text-align: center;">on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><u>water</u></td><td style="text-align: center;">R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">3</td></tr></table>	<u>Single</u>	<u>Double</u>	Sample	20	REAGENT 1	160	REAGENT 2	40	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>74</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>46</td> <td>47</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>END</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	74	75	Sub	46	47	1	Start	END	Limite									
<u>Single</u>	<u>Double</u>																																						
Sample	20																																						
REAGENT 1	160																																						
REAGENT 2	40																																						
<u>off</u>	on																																						
<u>water</u>	R1-B																																						
1																																							
3																																							
-0.1																																							
3																																							
	Start	End																																					
Main	74	75																																					
Sub	46	47																																					
1																																							
Start	END	Limite																																					
Ferritin																																							

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Ferritin در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Ferritin در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Ferritin در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>505</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>GOD</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	0	End	505		GOD	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>70</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>70</td> <td>110</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	70	110	Female	70	110								
mg /dl																																				
0																																				
End																																				
505																																				
GOD																																				
1																																				
0																																				
Linear																																				
Blank	0	3																																		
1	#	4																																		
2		5																																		
	Low	High																																		
Male	70	110																																		
Female	70	110																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>2</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>200</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	2	200	0	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>74</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>END</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	74	75	Sub	0	0	1	Start	END	Limite									
<u>Single</u>	Double																																			
2																																				
200																																				
0																																				
<u>off</u>	on																																			
<u>water</u>	R1-B																																			
1																																				
3																																				
-0.1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	74	75																																		
Sub	0	0																																		
1																																				
Start	END	Limite																																		
Glucose																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Glu در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Glu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Glu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>μg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>570</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Ferrozine</td></tr></table> Corr Low Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	μg /dl	0	End	570		Ferrozine	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>35</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>39</td> <td>149</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5			High	Male	35	168	Female	39	149								
μg /dl																																				
0																																				
End																																				
570																																				
Ferrozine																																				
1																																				
0																																				
Linear																																				
Blank	0	3																																		
1	#	4																																		
2		5																																		
		High																																		
Male	35	168																																		
Female	39	149																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Singel</u></td><td><u>Double</u></td></tr></table> Volume h Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>20</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>160</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>40</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	20	160	40	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> Hig <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>74</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>34</td> <td>35</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>END</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	74	75	Sub	34	35	1	Start	END	Limite									
<u>Singel</u>	<u>Double</u>																																			
20																																				
160																																				
40																																				
<u>off</u>	on																																			
<u>water</u>	R1-B																																			
1																																				
3																																				
-0.1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	74	75																																		
Sub	34	35																																		
1																																				
Start	END	Limite																																		
Iron																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Iron در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Iron در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Iron در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information		Calibration	
Unit	U/L	Type	Linear
Decimals	0		
Analysys			
Type	RATE		
W.Length 1	340		
W.Length 2			
Method	DGKC		
Normal Range			
	Low	High	
Male	230	460	
Female	230	460	
Corr			
Slope	1		
1.000 ×+	0		
Aspiration			
Kind	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	
	Volume		
Sample	4		
REAGENT 1	160		
REAGENT 2	40		
Third Mix	<u>off</u>	on	
R1 Blank	<u>water</u>	R1-B	
MONITOR			
Level point	1		
Span	3		
LDH			
Data process		ABS LIMIT	
Low	-0.1		
High	3		
	Start	End	
Main	45	69	
Sub			
FACTOR			
Blank correction	1		
Prozone Check			
	Start	END	Limite

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول: پایداری محلول LDH در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد تا تاریخ مندرج بر روی وبال ها می باشد.

کنترل ها: جهت کنترل صحت، می‌توانند از سرم کنترل‌هایی که مقدار LDH در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایند.

کالیبراتورها: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهای که غلظت LDH در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

PRESTIGE 50i

Data information		Calibration	
Unit	mg /dl	Type	Linear
Decimals		Standard	
Analysys			
Type	End		
W.Length 1	570		
W.Length 2	700		
Method	Enzymatic		
Corr			
Slope	1		
1.000 ×+	0		
Aspiration		Data process	
Kind	<u>Singel</u> <u>Double</u>	ABS LIMIT	
	Volume	Low	-0.1
Sample	2	High	3
REAGENT 1	150		
REAGENT 2	50	Start	End
		74	75
Third Mix	<u>off</u> on	34	35
R1 Blank	<u>water</u> R1-B	FACTOR	
MONITOR		Blank correction	1
		Prozone Check	
Level point	1	Start	END
Span	3	Limite	
LDL			

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد .

پایداری محلول : پایداری محلول LDL در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا مندرج بر روی ویال ها می باشد .

کنترل ها : جهت کنترل صحت ، می توانید ار سرم کنترل های شرکت پرشین تجهیز سیستم، و یا سرم کنترل هایی که مقدار LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور شرکت پرشین تجهیز سیستم، و یا کالیبراتور هایی که غلظت LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tadjiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table><tr><td>546</td></tr></table> W.Length 2 <table><tr><td></td></tr></table> Method <table><tr><td>Xylidyl Blue</td></tr></table> Corr Low <table><tr><td></td></tr></table> Slope <table><tr><td>INTER</td></tr></table> 1.000 ×+ <table><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	0	End	546		Xylidyl Blue		INTER	0	Calibration Type <table><tr><td>LINEAR</td></tr></table> Standard <table><tr><td>Blank</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>#</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>5</td></tr></table> Normal Range <table><tr><td></td><td>High</td></tr><tr><td>Male</td><td><table><tr><td>1.8</td><td>2.6</td></tr></table></td></tr><tr><td>Female</td><td><table><tr><td>1.9</td><td>2.5</td></tr></table></td></tr></table>	LINEAR	Blank	0	3	1	#	4	2		5		High	Male	<table><tr><td>1.8</td><td>2.6</td></tr></table>	1.8	2.6	Female	<table><tr><td>1.9</td><td>2.5</td></tr></table>	1.9	2.5							
mg /dl																																					
0																																					
End																																					
546																																					
Xylidyl Blue																																					
INTER																																					
0																																					
LINEAR																																					
Blank	0	3																																			
1	#	4																																			
2		5																																			
	High																																				
Male	<table><tr><td>1.8</td><td>2.6</td></tr></table>	1.8	2.6																																		
1.8	2.6																																				
Female	<table><tr><td>1.9</td><td>2.5</td></tr></table>	1.9	2.5																																		
1.9	2.5																																				
Aspiration Kind <table><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume <table><tr><td>2</td></tr></table> Sample <table><tr><td>200</td></tr></table> REAGENT 1 <table><tr><td></td></tr></table> REAGENT 2 <table><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table><tr><td>1</td></tr></table> Span <table><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	2	200			<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table><tr><td>3</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>Start</td><td>End</td></tr><tr><td>Main</td><td>32</td><td>33</td></tr><tr><td>Sub</td><td></td><td></td></tr></table> FACTOR Blank correction <table><tr><td>1.00</td></tr></table> Prozone Check <table><tr><td>Start</td><td>END</td><td>Limite</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	-0.1	3		Start	End	Main	32	33	Sub			1.00	Start	END	Limite									
<u>Single</u>	Double																																				
2																																					
200																																					
<u>off</u>	on																																				
<u>water</u>	R1-B																																				
1																																					
3																																					
-0.1																																					
3																																					
	Start	End																																			
Main	32	33																																			
Sub																																					
1.00																																					
Start	END	Limite																																			

Magnesium

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول : پایداری محلول Mg در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.
کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Persian Tadjiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1"><tr><td>2</td></tr></table> Analysys Type <table border="1"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1"><tr><td>340</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1"><tr><td>UV</td></tr></table> Corr Low Slope <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	2	End	340		UV	1	0	Calibration Type <table border="1"><tr><td>LINEAR</td></tr></table> Standard <table border="1"> <tr><td>Blank</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>#</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>5</td></tr> </table> Normal Range <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>High</td></tr> <tr><td>Male</td><td>2.6</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>Female</td><td>2.6</td><td>4.5</td></tr> </table>	LINEAR	Blank	0	3	1	#	4	2		5			High	Male	2.6	4.5	Female	2.6	4.5												
mg /dl																																								
2																																								
End																																								
340																																								
UV																																								
1																																								
0																																								
LINEAR																																								
Blank	0	3																																						
1	#	4																																						
2		5																																						
		High																																						
Male	2.6	4.5																																						
Female	2.6	4.5																																						
Aspiration Kind <table border="1"><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1"><tr><td>2</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1"><tr><td>200</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table border="1"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	2	200		<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1"> <tr><td></td><td>Start</td><td>End</td></tr> <tr><td>Main</td><td>32</td><td>33</td></tr> <tr><td>Sub</td><td></td><td></td></tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1"><tr><td>1.00</td></tr></table> Prozone Check <table border="1"> <tr><td></td><td>Start</td><td>END</td><td>Limite</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	32	33	Sub			1.00		Start	END	Limite												
<u>Single</u>	Double																																							
2																																								
200																																								
<u>off</u>	on																																							
<u>water</u>	R1-B																																							
1																																								
3																																								
-0.1																																								
3																																								
	Start	End																																						
Main	32	33																																						
Sub																																								
1.00																																								
	Start	END	Limite																																					
Phosphorus																																								

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Phos در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Phos در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Phos در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">μg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">660</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"> </td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Colorimetric</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">0</td></tr></table>	μg /dl	0	End	660		Colorimetric	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>250</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>250</td> <td>450</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	250	450	Female	250	450								
μg /dl																																				
0																																				
End																																				
660																																				
Colorimetric																																				
1																																				
0																																				
Linear																																				
Blank	0	3																																		
1	#	4																																		
2		5																																		
	Low	High																																		
Male	250	450																																		
Female	250	450																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><u>Singel</u></td><td style="text-align: center;"><u>Double</u></td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">12.5</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">170</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">55</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><u>off</u></td><td style="text-align: center;">on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><u>water</u></td><td style="text-align: center;">R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">3</td></tr></table>	<u>Singel</u>	<u>Double</u>	12.5	170	55	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>74</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>34</td> <td>35</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1.0000</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>END</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	74	75	Sub	34	35	1.0000	Start	END	Limite									
<u>Singel</u>	<u>Double</u>																																			
12.5																																				
170																																				
55																																				
<u>off</u>	on																																			
<u>water</u>	R1-B																																			
1																																				
3																																				
-0.1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	74	75																																		
Sub	34	35																																		
1.0000																																				
Start	END	Limite																																		
TIBC																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول TIBC در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>505</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>GPO</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table>	mg /dl	0	End	505		GPO	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>0</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>0</td> <td>200</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	0	200	Female	0	200								
mg /dl																																				
0																																				
End																																				
505																																				
GPO																																				
1																																				
0																																				
Linear																																				
Blank	0	3																																		
1	#	4																																		
2		5																																		
	Low	High																																		
Male	0	200																																		
Female	0	200																																		
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>2</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>200</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>0</td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	2	200	0	<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> </tr> <tr> <td>Main</td> <td>74</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Sub</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>END</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3		Start	End	Main	74	75	Sub	0	0	1	Start	END	Limite									
<u>Single</u>	Double																																			
2																																				
200																																				
0																																				
<u>off</u>	on																																			
<u>water</u>	R1-B																																			
1																																				
3																																				
-0.1																																				
3																																				
	Start	End																																		
Main	74	75																																		
Sub	0	0																																		
1																																				
Start	END	Limite																																		
TG																																				

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول TG در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار TG در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت TG در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information		Calibration	
Unit	mg /dl	Type	Linear
Decimals	0		
Analysys		Standard	
Type	Rate	Blank 03	
W.Length 1	340	1#4	
W.Length 2		25	
Method	UV		
Corr		Normal Range	
Slope	1	Male	LowHigh
1.000 ×+	0	Female	1743
Aspiration		Data process	
Kind	SingelDouble	ABS LIMIT	
	Volume	Low	-0.1
Sample	2	High	3
REAGENT 1	160		
REAGENT 2	40	Start	End
		41	54
Third Mix	offon	Main	
R1 Blank	waterR1-B	Sub	
MONITOR		FACTOR	
Level point	1	Blank correction	1
Span	3		
Urea		Prozone Check	
		Start	END
			Limite

روش آماده سازی محلول: محلول بصورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول: پایداری محلول Urea در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت می‌توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Urea در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

کالیبراتورها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Urea در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information		Calibration	
Unit	mg /dl	Type	Linear
Decimals	1		
Analysys		Standard	
Type	End	Blank 03	
W.Length 1	546	1 #4	
W.Length 2	700	25	
Method	TOOS		
Corr		Normal Range	
Slope	1	MaleLowHigh	
1.000 ×+ Female	0	3.68.2	
		2.36.1	
Aspiration		Data process	
Kind	SingelDouble	ABS LIMIT	
	Volume	Low-0.1	
Sample	4	High3	
REAGENT 1	150		
REAGENT 2	50	StartEnd	
Third Mix	offon	Main7475	
R1 Blank	waterR1-B	Sub3435	
MONITOR		FACTOR	
Level point	1	Blank correction1	
Span	3		
Uric Acid		Prozone Check	
		StartENDLimite	

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول: پایداری محلول U.A در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل های که مقدار U.A در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتورها: جهت کالبر دستگاه می توانند از کالبراتورهای که غلظت U.A در آنها با دوش ففوق تعیین شده است استفاده نمایند.



Persian Tadjiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1"><tr><td>mg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1"><tr><td>0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1"><tr><td>End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1"><tr><td>600</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Method <table border="1"><tr><td>pyrogallol red</td></tr></table> Corr Slope <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1"><tr><td>0</td></tr></table>		mg /dl	0	End	600		pyrogallol red	1	0	Calibration Type <table border="1"><tr><td>Linear</td></tr></table> Standard <table border="1"> <tr><td>Blank</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>#</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>5</td></tr> </table> Normal Range <table border="1"> <tr><td></td><td>Low</td><td>High</td></tr> <tr><td>Male</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Female</td><td></td><td></td></tr> </table>		Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male			Female															
mg /dl																																											
0																																											
End																																											
600																																											
pyrogallol red																																											
1																																											
0																																											
Linear																																											
Blank	0	3																																									
1	#	4																																									
2		5																																									
	Low	High																																									
Male																																											
Female																																											
Aspiration Kind <table border="1"><tr><td><u>Single</u></td><td>Double</td></tr></table> Volume <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Sample <table border="1"><tr><td>7</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1"><tr><td>200</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Third Mix <table border="1"><tr><td><u>off</u></td><td>on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1"><tr><td><u>water</u></td><td>R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> Span <table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>		<u>Single</u>	Double		7	200		<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1"><tr><td>-0.1</td></tr></table> High <table border="1"><tr><td>3</td></tr></table> <table border="1"> <tr><td></td><td>Start</td><td>End</td></tr> <tr><td>Main</td><td>74</td><td>75</td></tr> <tr><td>Sub</td><td></td><td></td></tr> </table> FACTOR Blank correction <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1"> <tr><td></td><td>Start</td><td>END</td><td>Limite</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		-0.1	3		Start	End	Main	74	75	Sub			1		Start	END	Limite												
<u>Single</u>	Double																																										
7																																											
200																																											
<u>off</u>	on																																										
<u>water</u>	R1-B																																										
1																																											
3																																											
-0.1																																											
3																																											
	Start	End																																									
Main	74	75																																									
Sub																																											
1																																											
	Start	END	Limite																																								
U.P																																											

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول U.P در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از کنترل هایی که مقدار U.P در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت U.P در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

PRESTIGE 50i

Data information Unit <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">μg /dl</td></tr></table> Decimals <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">0</td></tr></table> Analysys Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">End</td></tr></table> W.Length 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">570</td></tr></table> W.Length 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"> </td></tr></table> Method <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">PAPS</td></tr></table> Corr Slope <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> 1.000 ×+ <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">0</td></tr></table>	μg /dl	0	End	570		PAPS	1	0	Calibration Type <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Linear</td></tr></table> Standard <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Blank</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>#</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> Normal Range <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Low</td> <td>High</td> </tr> <tr> <td>Male</td> <td>70</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>Female</td> <td>70</td> <td>114</td> </tr> </table>	Linear	Blank	0	3	1	#	4	2		5		Low	High	Male	70	127	Female	70	114			
μg /dl																															
0																															
End																															
570																															
PAPS																															
1																															
0																															
Linear																															
Blank	0	3																													
1	#	4																													
2		5																													
	Low	High																													
Male	70	127																													
Female	70	114																													
Aspiration Kind <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><u>Single</u></td><td style="text-align: center;">Double</td></tr></table> Volume Sample <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">13</td></tr></table> REAGENT 1 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">200</td></tr></table> REAGENT 2 <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"> </td></tr></table> Third Mix <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><u>off</u></td><td style="text-align: center;">on</td></tr></table> R1 Blank <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><u>water</u></td><td style="text-align: center;">R1-B</td></tr></table> MONITOR Level point <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> Span <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">3</td></tr></table>	<u>Single</u>	Double	13	200		<u>off</u>	on	<u>water</u>	R1-B	1	3	Data process ABS LIMIT Low <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">-0.1</td></tr></table> High <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">3</td></tr></table> Start End Main <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: center;">33</td></tr></table> Sub <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr></table> FACTOR Blank correction <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr></table> Prozone Check <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Start</td> <td>END</td> <td>Limite</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	-0.1	3	31	33			1	Start	END	Limite									
<u>Single</u>	Double																														
13																															
200																															
<u>off</u>	on																														
<u>water</u>	R1-B																														
1																															
3																															
-0.1																															
3																															
31	33																														
1																															
Start	END	Limite																													
Zinc																															

روش آماده سازی محلول : محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Zn در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Zn در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها : جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Zn در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .