

Contents :

α -Amylase	2
ALK-p	3
ALT	4
AST	5
B2M	6
Calcium	7
Cholestrol	8
CK-MB	9
Copper	10
CPK	11
Creatinine	12
CRP	13
D-Dimer	14
Direct Bilirubin	15
Glucose	16
HbA1C	17
HDL-C	19
Iron	20
LDH	21
LDL-C	22
Magnesium	23
Phosphorus	24
TIBC	25
Total Bilirubin	26
Triglycerides	27
Urea	28
Uric Acid	29
Urine Protein	30
Zinc	31

SELECTRA

Name	Amy
Abber.Name	Amy
Mode	Kinetic
Wave Length	405
Units	U/L
Decimals	0
Low Conc.	5
High Conc.	2000
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	5
Ref.Male High	90
Ref.Female Low	5
Ref.Female High	90
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	Amy
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	300
R1 Rerun Volume	301
Sample Normal Volume	6
Sample Rerun	5
R2 bottle	
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	50,186
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Amy در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار Amy در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Amy در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتور ها

SELECTRA

Name	ALP
Abber.Name	ALP
Mode	Kinetic
Wave Length	450
Units	U/L
Decimals	0
Low Conc.	10
High Conc.	1000
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	98
Ref.Male High	279
Ref.Female Low	98
Ref.Female High	279
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	ALP
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	7
Sample Rerun	6
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	4
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	60
R3 Rerun Volume	60
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	50,212
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول ALP در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار ALP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت ALP در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتور ها

SELECTRA

Name	ALT
Abber.Name	ALT
Mode	Kinetic
Wave Length	340
Units	U/L
Decimals	0
Low Conc.	0
High Conc.	400
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	40
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	12
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	ALT
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	30
Sample Rerun	29
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	60
R3 Rerun Volume	60
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	50,212
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول ALT در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار ALT در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت ALT در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

SELECTRA

Name	AST
Abber.Name	AST
Mode	Kinetic
Wave Length	340
Units	U/L
Decimals	0
Low Conc.	0
High Conc.	400
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	38
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	31
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	AST
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	30
Sample Rerun	29
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	60
R3 Rerun Volume	60
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	50,212
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول AST در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار AST در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت AST در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتور ها

SELECTRA

Name	B2M
Abber.Name	B2M
Mode	Two Point
Wave Length	570
Units	mg/l
Decimals	1
Low Conc.	0
High Conc.	12
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	5
Concentration	
STD.Conc.1	0.0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	#
STD.Conc.4	#
STD.Conc.5	#
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	0.6
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	0.6
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	B2M
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	200
R1 Rerun Volume	201
Sample Normal Volume	2.5
Sample Rerun	2.5
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	50
R3 Rerun Volume	51
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	50,236
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول B2M در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت B2M در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتور ها

SELECTRA

Name	Ca
Abber.Name	Ca
Mode	End Point
Wave Length	620
Units	mg/dl
Decimals	1
Low Conc.	0.5
High Conc.	16
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0.0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	8.5
Ref.Male High	10.5
Ref.Female Low	8.5
Ref.Female High	10.5
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	Ca
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	300
R1 Rerun Volume	301
Sample Normal Volume	3
Sample Rerun	2
R2 bottle	
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Incobation Time	4.5
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Ca در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار Ca در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Ca در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

CHOLESTEROL CHOD-PAP

کیت
با روش

SELECTRA

Name	Cho
Abber.Name	Cho
Mode	End Point
Wave Length	505
Units	mg/dl
Decimals	0
Low Conc.	0
High Conc.	500
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	200
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	200
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	Cho
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	300
R1 Rerun Volume	301
Sample Normal Volume	3
Sample Rerun	2
R2 bottle	
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Incobation Time	6.5
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Cho در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار Cho در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Cho در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتور ها

SELECTRA

Name	CK-MB
Abber.Name	CK-MB
Mode	Kinetic
Wave Length	340
Units	U/L
Decimals	0
Low Conc.	0
High Conc.	318
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	24
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	24
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	CKMB
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	12
Sample Rerun	11
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	60
R3 Rerun Volume	60
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	86,212
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول CK-MB در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی

ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار CK-MB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CK-MB در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

SELECTRA

Name	Cu
Abber.Name	Cu
Mode	End Point
Wave Length	578
Units	µg/dl
Decimals	0
Low Conc.	12
High Conc.	400
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	50
Ref.Male High	140
Ref.Female Low	80
Ref.Female High	155
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	Cu
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	300
R1 Rerun Volume	301
Sample Normal Volume	15
Sample Rerun	14
R2 bottle	
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Incobation Time	4.5
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Cu در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار Cu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Cu در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

SELECTRA

Name	CPK
Abber.Name	CPK
Mode	Kinetic
Wave Length	340
Units	U/L
Decimals	0
Low Conc.	0
High Conc.	1000
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	195
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	195
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	CPK
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	10
Sample Rerun	9
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	60
R3 Rerun Volume	60
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	86,212
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول CPK در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار CPK در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CPK در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

کیت CREATININE با روش JAFFE

SELECTRA

Name	CREAT
Abber.Name	CREAT
Mode	Kinetic
Wave Length	505
Units	mg/dl
Decimals	0
Low Conc.	5
High Conc.	160
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	17
Ref.Male High	43
Ref.Female Low	17
Ref.Female High	43
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	CREAT
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	150
R1 Rerun Volume	151
Sample Normal Volume	30
Sample Rerun	2
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	150
R2 Rerun Volume	151
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No Slope
Blank	No Point
1,2	50,130
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول CREAT در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی

ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار CREAT در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CREAT در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتور ها

SELECTRA

Name	CRP
Abber.Name	CRP
Mode	Two Point
Wave Length	600
Units	mg/l
Decimals	1
Low Conc.	2
High Conc.	80
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	6
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	#
STD.Conc.4	#
STD.Conc.5	#
STD.Conc.6	#
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	6
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	6
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	CRP
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	3
Sample Rerun	2
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	60
R3 Rerun Volume	60
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	50,236
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول CRP در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار CRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CRP در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتور ها

D-DIMER

Immunoturbidimetric

کیت با روش

SELECTRA

Name	D-D
Abber.Name	D-D
Mode	Two Point
Wave Length	660
Units	µg/ml
Decimals	1
Low Conc.	0
High Conc.	12
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	6
Concentration	
STD.Conc.1	0.0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	0.6
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	0.6
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	D-D
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	210
R1 Rerun Volume	211
Sample Normal Volume	12
Sample Rerun	11
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	70
R3 Rerun Volume	70
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	50,238
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول D-DIMER در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار D-DIMER در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت D-DIMER در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتور ها

DIRECT BILIRUBIN MODIFIED DPD

کیت
با روش

SELECTRA

Name	D.B
Abber.Name	D.B
Mode	Two Point
Wave Length	546
Units	mg/dl
Decimals	2
Low Conc.	0.1
High Conc.	10
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0.00
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	0.3
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	0.3
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	D.B
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	30
Sample Rerun	29
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	60
R3 Rerun Volume	60
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	-3,236
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول D.B در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار D.B در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت D.B در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

SELECTRA

Name	Glu
Abber.Name	Glu
Mode	End Point
Wave Length	505
Units	mg/dl
Decimals	0
Low Conc.	6.25
High Conc.	400
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	70
Ref.Male High	110
Ref.Female Low	70
Ref.Female High	110
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	Glu
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	300
R1 Rerun Volume	301
Sample Normal Volume	3
Sample Rerun	2
R2 bottle	
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Incobation Time	6.5
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Glu در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار Glu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Glu در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

Hb Enzymatic

کیت با روش

SELECTRA

Name	Hb
Abber.Name	Hb
Mode	End Point
Wave Length	480
Units	mmol/l
Decimals	0.0
Low Conc.	90
High Conc.	310
Calibrator Name	*
Repeat	2
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	#
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	0 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	
Ref.Male High	
Ref.Female Low	
Ref.Female High	
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	Hb
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	240
Sample Normal Volume	16
Sample Rerun	16
R2 bottle	
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Incobation Time	
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	-0.100
Cal.High Limit	3.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول **Hb** در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار **Hb** در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت **Hb** در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

SELECTRA

Name	A1C
Abber.Name	A1C
Mode	TwoPoint
Wave Length	660
Units	mmol/l
Decimals	0.00
Low Conc.	0
High Conc.	9999
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	#
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	
Ref.Male High	
Ref.Female Low	
Ref.Female High	
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	A1c
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	240
Sample Normal Volume	16
Sample Rerun	16
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	80
R3 Rerun Volume	80
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	-3 , 236
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	-0.100
Cal.High Limit	3.000
FACTOR	

$$\text{HbA1c \%} = ((\text{A1c} / \text{Hb}) * 91.48) + 2.152$$

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول A1C در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی

ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار A1C در آنها با روش فوق تعیین

شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت A1C در آنها با روش فوق تعیین شده

استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

SELECTRA

Name	HDL
Abber.Name	HDL
Mode	TwoPoint
Wave Length	578
Units	mg/dl
Decimals	0
Low Conc.	15
High Conc.	150
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	35
Ref.Male High	80
Ref.Female Low	35
Ref.Female High	80
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	HDL
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	3
Sample Rerun	2
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	80
R3 Rerun Volume	80
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	-3,236
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول HDL در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار HDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت HDL در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

IRON FERROZINE

کیت
با روش

SELECTRA

Name	Iron
Abber.Name	Iron
Mode	Two Point
Wave Length	578
Units	µg/dl
Decimals	0
Low Conc.	5
High Conc.	400
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	65
Ref.Male High	175
Ref.Female Low	50
Ref.Female High	170
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	Iron
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	30
Sample Rerun	29
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	60
R3 Rerun Volume	60
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	-3,236
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Fe در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار Fe در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Fe در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتور ها

SELECTRA

Name	LDH
Abber.Name	LDH
Mode	Kinetic
Wave Length	340
Units	U/L
Decimals	0
Low Conc.	2
High Conc.	1700
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	230
Ref.Male High	460
Ref.Female Low	230
Ref.Female High	460
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	LDH
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	6
Sample Rerun	5
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	60
R3 Rerun Volume	60
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	86,212
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول LDH در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار LDH در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت LDH در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

LDL

DIRECT ENZYMATIC

کیت با روش

SELECTRA

Name	LDL
Abber.Name	LDL
Mode	Two Point
Wave Length	578
Units	mg/dl
Decimals	0
Low Conc.	0
High Conc.	500
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	130
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	130
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	LDL
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	3
Sample Rerun	2
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	80
R3 Rerun Volume	80
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	-3,236
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول LDL در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت LDL در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

MAGNESIUM XYLIDL BLUE

کیت
با روش

SELECTRA

Name	Mg
Abber.Name	Mg
Mode	End Point
Wave Length	546
Units	mg/dl
Decimals	2
Low Conc.	0.25
High Conc.	4
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0.00
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	8.5
Ref.Male High	10.5
Ref.Female Low	8.5
Ref.Female High	10.5
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	Mg
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	300
R1 Rerun Volume	301
Sample Normal Volume	3
Sample Rerun	2
R2 bottle	
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Incobation Time	4.5
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Mg در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Mg در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

SELECTRA

Name	Phos
Abber.Name	Phos
Mode	End Point
Wave Length	340
Units	mg/dl
Decimals	1
Low Conc.	0.4
High Conc.	12.8
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	8.5
Ref.Male High	10.5
Ref.Female Low	8.5
Ref.Female High	10.5
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	Phos
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	300
R1 Rerun Volume	301
Sample Normal Volume	3
Sample Rerun	2
R2 bottle	
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Incobation Time	4.5
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Phos در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار Phos در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Phos در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتور ها

TIBC COLORIMETRIC

کیت
با روش

SELECTRA

Name	TIBC
Abber.Name	TIBC
Mode	Two Point
Wave Length	660
Units	mg/dl
Decimals	0
Low Conc.	85
High Conc.	680
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	250
Ref.Male High	450
Ref.Female Low	250
Ref.Female High	450
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	TIBC
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	250
R1 Rerun Volume	251
Sample Normal Volume	18
Sample Rerun	17
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	80
R3 Rerun Volume	81
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	-3,236
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول TIBC در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

TOTAL BILIRUBIN MODIFIED DPD

کیت
با روش

SELECTRA

Name	T.B
Abber.Name	T.B
Mode	Two Point
Wave Length	546
Units	mg/dl
Decimals	2
Low Conc.	0.1
High Conc.	20
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0.00
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	1.2
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	1.2
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	T.B
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	7
Sample Rerun	6
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	60
R3 Rerun Volume	60
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	-3,236
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول T.B در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی

ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار T.B در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت T.B در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

TRIGLYCERIDES

GPO-PAP

کیت
با روش

SELECTRA

Name	Tg
Abber.Name	Tg
Mode	End Point
Wave Length	505
Units	mg/dl
Decimals	0
Low Conc.	5
High Conc.	700
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0.0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	0
Ref.Male High	200
Ref.Female Low	0
Ref.Female High	200
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	Tg
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	300
R1 Rerun Volume	301
Sample Normal Volume	3
Sample Rerun	2
R2 bottle	
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Incobation Time	6.5
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Tg در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار Tg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Tg در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

SELECTRA

Name	UREA
Abber.Name	UREA
Mode	Kinetic
Wave Length	340
Units	mg/dl
Decimals	0
Low Conc.	5
High Conc.	160
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	17
Ref.Male High	43
Ref.Female Low	17
Ref.Female High	43
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	UREA
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	3
Sample Rerun	2
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	60
R2 Rerun Volume	60
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	50,130
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول UREA در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار UREA در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت UREA در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

URIC ACID TOOS

کیت
با روش

SELECTRA

Name	U.A
Abber.Name	U.A
Mode	Two Point
Wave Length	546
Units	mg/dl
Decimals	1
Low Conc.	0.3
High Conc.	14.4
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	3.6
Ref.Male High	8.2
Ref.Female Low	2.3
Ref.Female High	6.1
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	U.A
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	240
R1 Rerun Volume	241
Sample Normal Volume	5
Sample Rerun	4
R2 bottle	5
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	5
R3 Normal Volume	60
R3 Rerun Volume	60
Predilution	No
Slope Blank	No
Point 1,2	-3,236
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول U.A در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار U.A در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت U.A در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

SELECTRA

Name	U.P
Abber.Name	U.P
Mode	End Point
Wave Length	600
Units	mg/dl
Decimals	0
Low Conc.	0
High Conc.	200
Calibrator Name	U.P
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0.0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	
Ref.Male High	
Ref.Female Low	
Ref.Female High	
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	U.P
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	300
R1 Rerun Volume	301
Sample Normal Volume	10
Sample Rerun	9
R2 bottle	
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Incubation Time	
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول U.P در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی

ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار U.P در آنها با روش فوق تعیین شده

است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت U.P در آنها با روش فوق تعیین شده

استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها

SELECTRA

Name	Zn
Abber.Name	Zn
Mode	End Point
Wave Length	578
Units	µg/dl
Decimals	0
Low Conc.	5
High Conc.	400
Calibrator Name	*
Repeat	1
Number	2
Concentration	
STD.Conc.1	0.0
STD.Conc.2	#
STD.Conc.3	
STD.Conc.4	
STD.Conc.5	
STD.Conc.6	
Interval	100 Days
Cut -Off	No
Prozone Check	No
Ref.Male Low	72
Ref.Male High	127
Ref.Female Low	70
Ref.Female High	114
Ref.Ped .Low	
Ref .Ped High	
Control1	
Control2	
Control3	
Correlat.Factor	1.000
Correlat.Offset	0.000
Mono Mode	
Name	Zn
Sample Blank	No
R1 bottle	25
R1 normal volume	300
R1 Rerun Volume	301
Sample Normal Volume	19.5
Sample Rerun	14
R2 bottle	
R2 Normal Volume	
R2 Rerun Volume	
R3 bottle	
R3 Normal Volume	
R3 Rerun Volume	
Predilution	No
Slope Blank	No
Incobation Time	4.5
Low Absorbance	-0.100
High Absorbance	3.000
R. Abs.L.Limit	-0.100
R.Abs.H.Limit	3.000
Substr. Deletion	3.000
Reagent Blank	No
Cal.Low Limit	0.000
Cal.High Limit	0.000
FACTOR	

روش آماده سازی محلول:

محلول معرف به صورت آماده به مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول :

پایداری محلول Zn در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد در تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها:

جهت کنترل صحت، می توانید از سرم های کنترل هایی که مقدار Zn در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

کالیبراتور ها:

جهت کالیبراتور دستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Zn در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید

غلظت کالیبراتورها